

(12)特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局(43) 国際公開日
2004年1月8日 (08.01.2004)

PCT

(10) 国際公開番号
WO 2004/002996 A1(51) 国際特許分類: C07F 17/02, G01N 27/62,
30/06, 30/72, 30/88 // C07C 401/00

市駒門1丁目135番地 中外製薬株式会社内 Shizuoka (JP).

(21) 国際出願番号: PCT/JP2003/008166

(74) 代理人: 小林 浩, 外 (KOBAYASHI, Hiroshi et al.); 〒104-0028 東京都中央区八重洲2丁目8番7号 福岡ビル9階 Tokyo (JP).

(22) 国際出願日: 2003年6月27日 (27.06.2003)

(25) 国際出願の言語: 日本語

(81) 指定国 (国内): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

(26) 国際公開の言語: 日本語

(30) 優先権データ:
特願2002-188541 2002年6月27日 (27.06.2002) JP

(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 中外製薬株式会社 (CHUGAI SEIYAKU KABUSHIKI KAISHA) [JP/JP]; 〒115-8543 東京都北区浮間5丁目5番1号 Tokyo (JP).

(84) 指定国 (広域): ARIPO 特許 (GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア特許 (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ特許 (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI 特許 (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

(72) 発明者; および

(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 石谷 雅樹 (ISHIGAI, Masaki) [JP/JP]; 〒412-8513 静岡県御殿場市駒門1丁目135番地 中外製薬株式会社内 Shizuoka (JP). 村尾 尚昭 (MURAO, Naoaki) [JP/JP]; 〒412-8513 静岡県御殿場市駒門1丁目135番地 中外製薬株式会社内 Shizuoka (JP). 関口 修央 (SEKIGUCHI, Nobuo) [JP/JP]; 〒412-8513 静岡県御殿場市駒門1丁目135番地 中外製薬株式会社内 Shizuoka (JP). 高橋 忠勝 (TAKAHASHI, Tadakatsu) [JP/JP]; 〒412-8513 静岡県御殿場市


添付公開書類:

— 国際調査報告書

2文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

(54) Title: FERROCENE COMPOUND AND USE THEREOF

(54) 発明の名称: フェロセン化合物およびその用途



(I)

(57) Abstract: A novel ferrocene compound; a reagent containing the compound; and a high-sensitivity method of determining a vitamine D compound with the reagent. Specifically, a ferrocene compound represented by the following formula (1): (1) is reacted with a VD compound, and the compound comprising these compounds combined with each other is subjected to LC/ESI-MS/MS. Thus, the VD compound can be determined with higher sensitivity than in conventional techniques. The ferrocene compound is extremely useful as an agent for derivative formation when a VD compound is determined by LC/ESI-MS/MS. The compound

obtained, which comprises the ferrocene compound and VD compound which have been combined with each other, is useful as, e.g., a labeled compound in the determination of a VD compound by LC/ESI-MS/MS.

[続葉有]


WO 2004/002996 A1



(57) 要約:

本発明は、新規なフェロセン化合物、その化合物を含有する試薬、その試薬を用いる、高感度のビタミンD化合物の測定法等を提供する。具体的には、

下式(1)：



で表されるフェロセン化合物とVD化合物とを反応させ、これらを結合した化合物をLC/ESI-MS/MSに供することにより、従来方法よりも高感度でVD化合物を測定することが可能となる。従って、本発明のフェロセン化合物は、VD化合物をLC/ESI-MS/MSにて測定する際の誘導体化剤として非常に有用であり、得られたフェロセン化合物とVD化合物の結合体は、VD化合物をLC/ESI-MS/MSにて測定する際の標品等として有用である。

明細書

フェロセン化合物およびその用途

技術分野

- 5 本発明は、新規なフェロセン化合物、その化合物を含有する試薬、その試薬を用いるビタミンD化合物の高感度測定法、およびそのフェロセン化合物とビタミンD化合物とが結合した化合物に関する。

背景技術

- 10 現在、医薬品としてのビタミンD化合物（VD化合物）として、カルシトリオール（商品名 ロカルトロール（登録商標））、アルファカルシドール（商品名
アルファロール（登録商標））、マキサカルシトール（商品名 オキサロール
（登録商標））、タカルシトール（商品名 ボンアルファ（登録商標））、カル
シポトリオール（商品名 ドボネックス（登録商標））、ファレカルシトリオー
15 ル（商品名 ホーネル（登録商標）；商品名 フルスタン（登録商標））、 2β -
（3-ヒドロキシプロピルオキシ）- 1α , 25 -ジヒドロキシビタミンD₃
（ED-71（開発コード名）、中外製薬株式会社）等、各種の化合物が上市或
いは臨床開発段階にある。VD化合物はごく微量で薬効を発揮し、副作用である
Ca上昇作用も発現することから、高感度測定法が必須である。近年、質量分析
20 法の発展に伴い、液体クロマトグラフィー/マススペクトロメトリー（LC/MS）
およびタンデム型の液体クロマトグラフィー/マススペクトロメトリー/マ
ススペクトロメトリー（LC/MS/MS）が薬物の高感度分析、代謝研究に広
く用いられる。なかでも、エレクトロスプレーイオン化法（ESI）および大気圧
化学イオン化法（APCI）が最も繁用されており、VD化合物についてもLC
25 /MS法がよく用いられている。しかし、マキサカルシトールやED-71等の
分子内にエステル結合・エーテル結合・チオエーテル結合・アミド結合等のヘテ
ロ原子を有するVD化合物は高感度測定が可能であるのに対して、アルファカル
シドールやコレカルシフェロール（VD₃）等の分子内にエステル結合・エーテ
ル結合・チオエーテル結合・アミド結合等のヘテロ原子を有しないVD化合物で

は、ヘテロ原子を有するVD化合物の1/5~1/100程度の感度しか得られていない。このことから、あらゆるVD化合物に適用可能な高感度測定法の開発が求められている。

マススペクトロメトリー測定におけるVD化合物の高感度化には誘導体化法が
5 有用であると考えられる。VD化合物の誘導体化にはDiels-Alder反
応でトリエン構造に選択的に反応するトリアゾリン誘導体（Cookson型試
薬）がよく用いられ〔①Analytical Biochemistry 1
992; 194: 77-81、②薬学雑誌 1998; 118(6):
206-215、③薬学雑誌 1999; 119(12): 898-920
10 、④Biological Mass Spectrometry 1993;
22: 621-632、⑤Journal of Chromatograp
hy 1993; 645: 115-123、⑥Analytical Bi
ochemistry 1996; 243: 28-40、等〕、LC/MS
において共鳴電子捕獲を利用したPTAD（4-フェニル-1, 2, 4-トリア
15 ゾリン-3, 5-ジオン）〔前掲の④、⑤〕やPFBTAD（4-ペンタフルオ
ロベンジル-1, 2, 4-トリアゾリン-3, 5-ジオン）〔前掲の⑤〕等があ
る。PTADはポストカラム誘導体化により7~70倍感度が向上するとされて
いるが、生体試料に適用された例はない〔前掲の④〕。PFBTADは定量下限
25 pg/mL（ヒト血漿1mL）を達成しているが〔前掲の⑥〕、この感度で
20 は不十分である。我々の検討によると、PFBTADの類似物であるPFPTA
D（4-ペンタフルオロフェニル-1, 2, 4-トリアゾリン-3, 5-ジオン）
を利用した方法では、誘導体化により5倍程度の感度しか得られなく、また、
生体試料に適用すると誘導体化率が悪い等から十分な感度を得られなかった。従
って、LC/MSに対してより高感度に応答する原子団を有する試薬（誘導体化
25 剤）の開発が求められている。


BerkeleyらはESIに対してフェロセン化合物が高感度に応答し、水酸基
を有する化合物に対してフェロセニルアジドを誘導体化剤として用いる時、高感
度測定が可能であることを報告している〔⑦Analytical Chemi
stry 1998; 70: 1544-1554〕。ESIはイオン性の化

合物に対して高感度測定が可能であり、本誘導体化法はイオン化（正イオンモード）の際にフェロセンが容易に酸化され、安定なイオンを効率よく生成することを利用したものである。しかしながら、これをVD化合物の測定方法に応用した例は報告されていない。また、フェロセニルアジドを誘導体化剤として用いる場合、その反応条件に加熱を要するばかりかフェロセニルアジド自身も爆発性を有するため、取り扱いが困難であるという問題もあった。

上述した如く、あらゆるビタミンD化合物に適用可能であり且つ利用しやすい高感度のビタミンD化合物の測定法、それに用いる誘導体化剤、およびその誘導体化剤とビタミンD化合物とが結合した化合物は現在のところ存在していない。

発明の開示

本発明者らは、かかる問題点を解決する為に鋭意研究を進めたところ、下記式（1）




- （式中、Qは直接結合、アルキレンまたは $-W_1-X-W_2-$ を表し（ここで、 W_1 はアルキレンまたはフェニレンを表し； W_2 はアルキレンを表し；Xは $-O-$ 、 $-N(R_a)C(=O)-$ 、 $-N(R_a)C(=O)NH-$ 、 $-OC(=O)NH-$ または $-N(R_a)OS(=O)-$ を表し、 R_a は低級アルキル基を表す。）；RおよびR'はそれぞれ独立して、水素原子、水酸基、ニトロ基、シアノ基、ハロゲン、置換基を有していてもよい低級アルキル基、置換基を有していてもよい低級アルケニル基、置換基を有していてもよい低級アルキニル基、置換基を有していてもよい低級アルコキシ基、置換基を有していてもよい低級アシル基、置換基を有していてもよいカルボキシ基または置換基を有していてもよいカルバモイル基を表し；mは1～3の整数を表し；nは1～4の整数を表す。）
- で表されるフェロセン化合物をビタミンD化合物（VD化合物）に結合させ、液

体クロマトグラフィー／マススペクトロメトリー（LC／MS）、特に液体クロマトグラフィー／エレクトロスプレーイオン化－マススペクトロメトリー／マススペクトロメトリー（LC／ESI－MS／MS）により測定することにより、あらゆるVD化合物に適用可能であり且つ利用しやすく、なおかつ従来にない高

5 感度でVD化合物の測定が可能となることを見出し、本発明を完成させた。

すなわち、本発明は、下記式（1）で表されるフェロセン化合物に関する。



（式中、Qは直接結合、アルキレンまたは $-W_1-X-W_2-$ を表し（ここで、 W_1 はアルキレンまたはフェニレンを表し； W_2 はアルキレンを表し；Xは $-O-$ 、 $-N(R_a)C(=O)-$ 、 $-N(R_a)C(=O)NH-$ 、 $-OC(=O)NH-$ または $-N(R_a)OS(=O)-$ を表し、 R_a は低級アルキル基を表す。）；RおよびR'はそれぞれ独立して、水素原子、水酸基、ニトロ基、シアノ基、ハロゲン、置換基を有していてもよい低級アルキル基、置換基を有していてもよい低級アルケニル基、置換基を有していてもよい低級アルキニル基、置換基を有していてもよい低級アルコキシ基、置換基を有していてもよい低級アシル基、置換基を有していてもよいカルボキシ基または置換基を有していてもよいカルバモイル基を表し；mは1～3の整数を表し；nは1～4の整数を表す。）

10

15

本発明においては、前記式（1）で表される化合物中、RおよびR'が水素原子であるフェロセン化合物にも関する。また、本発明は、前記式（1）で表される化合物中、Qが直接結合またはアルキレンを表すフェロセン化合物にも関する。

20


さらにQがメチレンである前記フェロセン化合物、およびQが直接結合であるフェロセン化合物にも関する。

本発明のフェロセン化合物としては、具体的には、4-（フェロセニルメチル）-1, 2, 4-トリアゾリン-3, 5-ジオン（FMTAD）、4-フェロセニル-1, 2, 4-トリアゾリン-3, 5-ジオン（FTAD）等が挙げられる。

25

また、本発明は、上記フェロセン化合物を含有する、トリエン構造を有する化合物を測定するための試薬にも関する。このような試薬は、さらにフェロセン化合物を溶解し得る溶媒を含有することができる。

また、本発明は、下記式（１）



5


（式中、Qは直接結合、アルキレンまたは $-W_1-X-W_2-$ を表し（ここで、 W_1 はアルキレンまたはフェニレンを表し； W_2 はアルキレンを表し；Xは $-O-$ 、 $-N(R_a)C(=O)-$ 、 $-N(R_a)C(=O)NH-$ 、 $-OC(=O)NH-$ または $-N(R_a)OS(=O)-$ を表し、 R_a は低級アルキル基を表す。）；RおよびR'はそれぞれ独立して、水素原子、水酸基、ニトロ基、シアノ基、ハロゲン、置換基を有していてもよい低級アルキル基、置換基を有していてもよい低級アルケニル基、置換基を有していてもよい低級アルキニル基、置換基を有していてもよい低級アルコキシ基、置換基を有していてもよい低級アシル基、置換基を有していてもよいカルボキシ基または置換基を有していてもよいカルバモイル基を表し；mは1～3の整数を表し；nは1～4の整数を表す。）で表されるフェロセン化合物とビタミンD化合物とが結合した化合物に関する。

15

また、本発明は、前記化合物において、前記フェロセン化合物と前記ビタミンD化合物との結合が共有結合であるフェロセン化合物とビタミンD化合物とが結合した化合物にも関する。

20

さらに本発明は前記のフェロセン化合物とビタミンD化合物とが結合した化合物が、下記式（２）



- (式中、 A_1 および A_3 はそれぞれ独立して置換基を有していてもよい低級アルキレン、置換基を有していてもよい低級アルケニレンまたは置換基を有していてもよい低級アルカイニレンを表し； A_2 は直接結合、 $-\text{CH}=\text{CH}-$ 、 $-\text{C}\equiv\text{C}-$ 、 $-\text{O}-$ 、 $-\text{S}-$ または $-\text{NH}-$ を表し； R_1 は水素原子または $-\text{OR}_9$ (R_9 は水素原子または保護基を表す。)) を表し； R_2 は水素原子、水酸基、ハロゲン、置換基を有していてもよい低級アルキル基、置換基を有していてもよい低級アルケニル基、置換基を有していてもよい低級アルキニル基、置換基を有していてもよい低級アルコキシ基または置換基を有していてもよい低級アシル基を表し； R_3 は水素原子または保護基を表し； R_4 、 R_5 および R_6 はそれぞれ独立して水素原子、水酸基、ニトロ基、シアノ基、ハロゲン、置換基を有していてもよい低級アルキル基、置換基を有していてもよいシクロアルキル基、置換基を有していてもよい低級アルケニル基、置換基を有していてもよい低級アルキニル基、置換基を有していてもよい低級アルコキシ基、置換基を有していてもよい低級アシル基、置換基を有していてもよいカルボキシ基、置換基を有していてもよいカルバモイル基または置換基を有していてもよいアミノ基を表し； R_7 および R_8 はそれぞれ独立して水素原子または水酸基を表すか、或いは、 R_7 および R_8 が一緒になって二重結合を形成し； Q は直接結合、アルキレンまたは $-\text{W}_1-\text{X}-\text{W}_2-$ を表し (ここで、 W_1 はアルキレンまたはフェニレンを表し； W_2 はアルキレンを表し； X は $-\text{O}-$ 、 $-\text{N}(\text{R}_a)\text{C}(=\text{O})-$ 、 $-\text{N}(\text{R}_a)\text{C}(=\text{O})\text{NH}-$ 、 $-\text{OC}(=\text{O})\text{NH}-$ または $-\text{N}(\text{R}_a)\text{OS}(=\text{O})-$ を表し、 R_a は低級アルキル基を表す。)； R および R' はそれぞれ独立して、水素原子、水酸基、ニ


トロ基、シアノ基、ハロゲン、置換基を有していてもよい低級アルキル基、置換基を有していてもよい低級アルケニル基、置換基を有していてもよい低級アルキニル基、置換基を有していてもよい低級アルコキシ基、置換基を有していてもよい低級アシル基、置換基を有していてもよいカルボキシ基または置換基を有していてもよいカルバモイル基を表し；mは1～3の整数を表し；nは1～4の整数を表す。）

で表される化合物であるフェロセン化合物とビタミンD化合物とが結合した化合物にも関する。

本発明は、前記式(2)で表される化合物中、 $A_1-A_2-A_3$ は $-CH(CH_3)-(CH_2)_3-$ 、 $-CH(CH_3)-CH=CH-$ または $-CH(CH_3)-CH=CH-CH=CH-$ を表し； R_1 は水素原子または水酸基を表し； R_2 は水素原子またはヒドロキシプロポキシ基を表し； R_3 は水素原子であり； R_4 、 R_5 および R_6 はそれぞれ独立して水素原子、水酸基、ハロゲンにより置換されていてもよい低級アルキル基または低級シクロアルキル基を表し； R_7 および R_8 は水素原子であるか、または、 R_7 および R_8 が一緒になって二重結合を形成する化合物にも関する。また、前記式(2)で表される化合物中、 R および R' が水素原子である化合物にも関する。

さらに、本発明は、前記式(2)で表される化合物中、 Q が直接結合またはアルキレンを表すフェロセン化合物とビタミンD化合物とが結合した化合物にも関する。さらに Q がメチレンである前記フェロセン化合物とビタミンD化合物とが結合した化合物、および Q が直接結合であるフェロセン化合物とビタミンD化合物とが結合した化合物にも関する。また、本発明は、前記フェロセン化合物とビタミンD化合物とが結合した化合物のうち、ビタミンD化合物がビタミンD₃化合物であるフェロセン化合物とビタミンD化合物とが結合した化合物にも関する。

また、さらに本発明は、試料中に含まれるビタミンD化合物の測定方法であって、下記式(1)




- (式中、Qは直接結合、アルキレンまたは $-W_1-X-W_2-$ を表し(ここで、 W_1 はアルキレンまたはフェニレンを表し； W_2 はアルキレンを表し；Xは $-O-$ 、 $-N(R_a)C(=O)-$ 、 $-N(R_a)C(=O)NH-$ 、 $-OC(=O)NH-$ または $-N(R_a)OS(=O)-$ を表し、 R_a は低級アルキル基を表す。)；RおよびR'はそれぞれ独立して、水素原子、水酸基、ニトロ基、シアノ基、ハロゲン、置換基を有していてもよい低級アルキル基、置換基を有していてもよい低級アルケニル基、置換基を有していてもよい低級アルキニル基、置換基を有していてもよい低級アルコキシ基、置換基を有していてもよい低級アシル基、置換基を有していてもよいカルボキシ基または置換基を有していてもよいカルバモイル基を表し；mは1～3の整数を表し；nは1～4の整数を表す。)

で表されるフェロセン化合物と、試料中のビタミンD化合物とを反応させ、得られたフェロセン化合物とビタミンD化合物とが結合した化合物を液体クロマトグラフィー/マススペクトロメトリー(LC/MS)により測定することを特徴とするビタミンD化合物の測定方法にも関する。

また、本発明は、前記のフェロセン化合物とビタミンD化合物とが結合した化合物が、前記フェロセン化合物と前記ビタミンD化合物とが共有結合により結合した化合物である前記のビタミンD化合物の測定方法にも関する。

さらに本発明は前記のフェロセン化合物とビタミンD化合物とが結合した化合物が、下記式(2)



- (式中、 A_1 および A_3 はそれぞれ独立して置換基を有していてもよい低級アルキレン、置換基を有していてもよい低級アルケニレンまたは置換基を有していてもよい低級アルカイニレンを表し； A_2 は直接結合、 $-\text{CH}=\text{CH}-$ 、 $-\text{C}\equiv\text{C}-$ 、 $-\text{O}-$ 、 $-\text{S}-$ または $-\text{NH}-$ を表し； R_1 は水素原子または $-\text{OR}_9$ (R_9 は水素原子または保護基を表す。))を表し； R_2 は水素原子、水酸基、ハロゲン、置換基を有していてもよい低級アルキル基、置換基を有していてもよい低級アルケニル基、置換基を有していてもよい低級アルキニル基、置換基を有していてもよい低級アルコキシ基または置換基を有していてもよい低級アシル基を表し；
- 5 R_3 は水素原子または保護基を表し； R_4 、 R_5 および R_6 はそれぞれ独立して水素原子、水酸基、ニトロ基、シアノ基、ハロゲン、置換基を有していてもよい低級アルキル基、置換基を有していてもよいシクロアルキル基、置換基を有していてもよい低級アルケニル基、置換基を有していてもよい低級アルキニル基、置換基を有していてもよい低級アルコキシ基、置換基を有していてもよい低級アシル基、置換基を有していてもよいカルボキシ基、置換基を有していてもよいカルバモイル基または置換基を有していてもよいアミノ基を表し； R_7 および R_8 はそれぞれ独立して水素原子または水酸基を表すか、或いは、 R_7 および R_8 が一緒
- 15 になって二重結合を形成し； Q は直接結合、アルキレンまたは $-\text{W}_1-\text{X}-\text{W}_2-$ を表し (ここで、 W_1 はアルキレンまたはフェニレンを表し； W_2 はアルキレンを表し； X は $-\text{O}-$ 、 $-\text{N}(\text{R}_a)\text{C}(=\text{O})-$ 、 $-\text{N}(\text{R}_a)\text{C}(=\text{O})\text{NH}-$ 、 $-\text{OC}(=\text{O})\text{NH}-$ または $-\text{N}(\text{R}_a)\text{OS}(=\text{O})-$ を表し、 R_a は低級アルキル基を表す。)； R および R' はそれぞれ独立して、水素原子、水酸
- 20

基、ニトロ基、シアノ基、ハロゲン、置換基を有していてもよい低級アルキル基、置換基を有していてもよい低級アルケニル基、置換基を有していてもよい低級アルキニル基、置換基を有していてもよい低級アルコキシ基、置換基を有していてもよい低級アシル基、置換基を有していてもよいカルボキシ基または置換基を有していてもよいカルバモイル基を表し；mは1～3の整数を表し；nは1～4の整数を表す。）

で表される化合物である前記のビタミンD化合物の測定方法にも関する。

本発明は、前記のフェロセン化合物および前記のフェロセン化合物とビタミンD化合物とが結合した化合物において、 $A_1-A_2-A_3$ は $-CH(CH_3)-$ (CH_2)₃—、 $-CH(CH_3)-CH=CH-$ または $-CH(CH_3)-CH=CH-CH=CH-$ を表し； R_1 は水素原子または水酸基を表し； R_2 は水素原子またはヒドロキシプロポキシ基を表し； R_3 は水素原子であり； R_4 、 R_5 および R_6 はそれぞれ独立して水素原子、水酸基、ハロゲンにより置換されていてもよい低級アルキル基または低級シクロアルキル基を表し； R_7 および R_8 は水素原子であるか、または、 R_7 および R_8 が一緒になって二重結合を形成する、ビタミンD化合物の測定方法にも関する。また、本発明は、前記のフェロセン化合物および前記のフェロセン化合物とビタミンD化合物とが結合した化合物において、 R および R' が水素原子であるビタミンD化合物の測定方法にも関する。また本発明は、前記のフェロセン化合物とビタミンD化合物とが結合した化合物が、前記式で表される化合物中、 Q が直接結合またはアルキレンを表すフェロセン化合物とビタミンD化合物とが結合した化合物であるビタミンD化合物の測定方法にも関する。さらに Q がメチレンである前記フェロセン化合物とビタミンD化合物とが結合した化合物である前記のビタミンD化合物の測定方法、および Q が直接結合であるフェロセン化合物とビタミンD化合物とが結合した化合物である前記のビタミンD化合物の測定方法にも関する。

また、本発明は、前記フェロセン化合物とビタミンD化合物とが結合した化合物のうち、ビタミンD化合物がビタミンD₃化合物であるフェロセン化合物とビタミンD化合物とが結合した化合物である前記のビタミンD化合物の測定方法にも関する。

また、さらに本発明は、前記試料（測定対象の試料）が生体由来の試料である前記のビタミンD化合物の測定方法にも関する。

また、さらに本発明は、液体クロマトグラフィー／マススペクトロメトリー（LC／MS）が、液体クロマトグラフィー／エレクトロスプレーイオン化－マス
5 スペクトロメトリー／マススペクトロメトリー（LC／ESI－MS／MS）である前記のビタミンD化合物の測定方法にも関する。

図面の簡単な説明

図1は、ALF－FMTADおよびALF－FTADのESIマススペクトル
10 を測定した結果の一例を示す。

図2は、ALF－FMTADの分子イオン[M]⁺およびALF－FTADの分子イオン[M]⁺をプリカーサイオンとしてプロダクトイオンスペクトルを測定した結果の一例を示す。

図3は、LC／ESI－MS／MS測定条件を最適化した際の、ALF－FMTAD、ALF－FTADおよびALF直接測定時（対照）の測定結果の一例を示す。
15

図4は、LC／ESI－MS／MS測定条件を最適化した際の、VD₃－FMTAD、VD₃－FTAD、VD₃直接測定時（対照）およびVD₃－フェロセンカルバメート（対照）の測定結果の一例を示す。

図5は、ラット血漿を試料として用いた場合の、本発明測定法における前処理の具体的な処理スキームの一例を示す。
20

図6は、本発明測定法および従来法の検量線下限におけるクロマトグラムの一
例を示す。A)はラット血漿1 mLを用いた場合の本発明測定法の検量線下限に
おけるクロマトグラム、B)はラット血漿100 μLを用いた場合の本発明測定
25 法の検量線下限におけるクロマトグラム、C)はPTAD誘導体化による測定時
の検量線下限におけるクロマトグラム（対照）、D)は直接測定時の検量線下
限におけるクロマトグラムである。

図7は、ALF－FMTADによる本発明測定法の検量線を示す典型的なグラフの一例を示す。

図 8 は、ラット血漿を試料として用いた場合の、本発明測定法における前処理の具体的な処理スキームの一例で、図 5 の処理法を簡便化したものである。

図 9 は、本発明測定法におけるカラムスイッチングの図を示す。

図 10 は、本発明測定方法において図 8、図 9 および表 12 の条件下で測定した時の、典型的な検量線のグラフの一例を示す。


図 11 は、本発明測定方法において図 8、図 9 および表 12 の条件下で測定した時の、ALF-FMTAD の特異性のクロマトグラムを示す。A) はラットブランク血漿のクロマトグラム、B) は検量線ブランク (ALF: 0 ng/mL) のクロマトグラム、C) は検量線下限 (ALF: 0.05 ng/mL) のクロマトグラムである。

図 12 は、本発明測定方法において図 8、図 9 および表 12 の条件下で測定した時の、 d_4 -ALF-FMTAD の特異性のクロマトグラムを示す。A) はラットブランク血漿のクロマトグラム、B) 検量線下限 (ALF: 0.05 ng/mL、 d_4 -ALF: 8 ng/mL 相当) のクロマトグラムである。

15 発明を実施するための最良の形態

以下、本発明を更に具体的に説明する。

下記式 (1)



で表される本発明のフェロセン化合物において、「Q」は直接結合、アルキレンまたは $-W_1-X-W_2-$ を表し (ここで、 W_1 はアルキレンまたはフェニレンを表し； W_2 はアルキレンを表し；X は $-O-$ 、 $-N(R_a)C(=O)-$ 、 $-N(R_a)C(=O)NH-$ 、 $-OC(=O)NH-$ または $-N(R_a)OS(=O)-$ を表し、 R_a は低級アルキル基を表す。)、好ましくは直接結合、アルキレンまたは $-W_1-X-W_2-$ を表し (ここで、 W_1 はメチレンまたはフェニレンを表し； W_2 はメチレンを表し；X は $-O-$ 、 $-N(CH_3)C(=O)-$ 、 $-$

N(CH₃)C(=O)NH-または-OC(=O)NH-を表す。)より好ましくは直接結合またはアルキレンであり、更に好ましくはアルキレンであり、更により好ましくはメチレンである。また、「R₄」における「低級アルキル基」とは、メチル、エチル、プロピル、イソプロピル、ブチル、イソブチル、s-
5 -ブチル、t-ブチル、ペンチル、イソペンチル、ネオペンチル、ヘキシル等の炭素数1~6の直鎖または分岐状のアルキル基を指す。


上記のQ、「W₁およびW₂におけるアルキレン」とは、メチレン、エチレン、プロピレン、イソプロピレン、ブチレン等の炭素数1~6の直鎖または分岐状のアルキレン鎖を指す。また、W₁における「フェニレン」とは、o-フェニレン、
10 m-フェニレンまたはp-フェニレンを指す。

また、上記の「R」および「R'」は、それぞれ独立して、水素原子、水酸基、ニトロ基、シアノ基、ハロゲン、置換基を有していてもよい低級アルキル基、置換基を有していてもよい低級アルケニル基、置換基を有していてもよい低級アルキニル基、置換基を有していてもよい低級アルコキシ基、置換基を有していても
15 よい低級アシル基、置換基を有していてもよいカルボキシ基または置換基を有していてもよいカルバモイル基であり、好ましくは水素原子、水酸基、ハロゲンまたは低級アルキル基であり、より好ましくは水素原子である。ここで、「ハロゲン」とは塩素、フッ素、臭素、ヨウ素等を指し；「低級アルキル基」とは、メチル、エチル、プロピル、イソプロピル、ブチル、イソブチル、s-ブチル、t-
20 ブチル、ペンチル、イソペンチル、ネオペンチル、ヘキシル等の炭素数1~6の直鎖または分岐状のアルキル基を指し；「低級アルケニル基」とは、エチニル、1-プロペニル、アリル、1-ブテニル、2-ブテニル、3-ブテニル、ペンテニル、ヘキセニル等の炭素数1~6の直鎖または分岐状のアルケニル基を指し；
「低級アルキニル基」とは、エチニル、プロピニル、ブチニル、ペンチニル、ヘ
25 キシニル等の炭素数1~6の直鎖または分岐状のアルキニル基を指し；「低級アルコキシ基」とは、メトキシ、エトキシ、プロポキシ、イソプロポキシ、ブトキシ、ペンチルオキシ、ヘキシルオキシ、フェノキシ等の炭素数1~6のアルコキシ基を指し；「低級アシル基」とは、ホルミル、アセチル、プロピオニル、ブチリル、イソブチリル、バレリル、イソバレリル、ピバロイル、ヘキサノイル等の

炭素数 1～6 のアシル基を指す。

また上記置換基における「置換基を有していてもよい」とは、所望により 1 または複数（例えば 1～3 個）の水酸基；ニトロ基；シアノ基；塩素、フッ素、臭素、ヨウ素等のハロゲン；メチル、エチル、プロピル、イソプロピル、ブチル、イソブチル、s-ブチル、t-ブチル、ペンチル、イソペンチル、ネオペンチル、ヘキシル等の炭素数 1～6 の直鎖または分岐状のアルキル基；エテニル、1-プロペニル、アリル、1-ブテニル、2-ブテニル、3-ブテニル、ペンテニル、ヘキセニル等の炭素数 1～6 の直鎖または分岐状のアルケニル基；エチニル、プロピニル、ブチニル、ペンチニル、ヘキシニル等の炭素数 1～6 の直鎖または分岐状のアルキニル基；メトキシ、エトキシ、プロポキシ、イソプロポキシ、ブトキシ、ペンチルオキシ、ヘキシルオキシ、フェノキシ等の炭素数 1～6 のアルコキシ基；ホルミル、アセチル、プロピオニル、ブチリル、イソブチリル、バレリル、イソバレリル、ピバロイル、ヘキサノイル等の炭素数 1～6 のアシル基；カルボキシ基；カルバモイル基；および／またはアミノ基等の置換基を有していてもよいことを意味する。

本発明のフェロセン化合物（下記製造スキーム中の化合物 6）は、下記の製造スキームに従って製造することができる。



（式中、Q、R、R'、m および n は前述の式（1）における定義と同一である。）

工程 1 において、化合物 2 は化合物 1 からジフェニルホスホリルアジドおよび

- 塩基を作用させる方法、カルボン酸を酸塩化物、酸無水物に変換後ナトリウムアジドを作用させる方法、カルボン酸をエステルに変換後、ヒドラジンを作用させ、ヒドラジンとのアミドに変換させた後、亜硝酸または亜硝酸エステルを作用させる方法などにより、合成することができ、好ましくは、ジフェニルホスホリルアジドおよび塩基を作用させる方法により合成することができる。なお、出発物質である化合物 1 は公知であるか、或いは公知の化合物から公知の合成法によって容易に合成できる。また、化合物 1 は市販もされており、例えば東京化成株式会社より購入することもできる。ジフェニルホスホリルアジドおよび塩基を作用させる方法に用いられる塩基としてはトリエチルアミン、ジイソプロピルエチルアミンなどが挙げられ、好ましくはトリエチルアミンが挙げられる。ジフェニルホスホリルアジドおよび塩基を作用させる方法に用いられる溶媒としては、ジクロロメタン、クロロホルム、ジクロロエタン、ベンゼン、トルエン、キシレン、テトラヒドロフラン、ジエチルエーテル、ジオキサン、ジメトキシエタンなどが挙げられ、好ましくはジクロロメタンが挙げられる。ジフェニルホスホリルアジドおよび塩基を作用させる方法の反応温度は、進行する温度であれば特に制限はないが、一般に、 $-78 \sim 50^{\circ}\text{C}$ で行い、好ましくは $-10 \sim 10^{\circ}\text{C}$ で行う。


- 工程 2 において、化合物 3 は化合物 2 を加熱することにより、合成することができる。上記工程 2 に用いられる溶媒としては、ジクロロメタン、クロロホルム、ジクロロエタン、ベンゼン、トルエン、キシレン、テトラヒドロフラン、ジエチルエーテル、ジオキサン、ジメトキシエタンなどが挙げられ、好ましくはトルエンが挙げられる。反応温度は、反応が進行する温度であれば特に制限はないが、一般に、 $20^{\circ}\text{C} \sim 200^{\circ}\text{C}$ で行い、好ましくは $50 \sim 150^{\circ}\text{C}$ で行う。

- 工程 3 において、化合物 4 は化合物 3 にカルバジン酸エステルを作用させることにより行うことができる。上記工程 3 に用いられる溶媒としては、ジクロロメタン、クロロホルム、ジクロロエタン、ベンゼン、トルエン、キシレン、テトラヒドロフラン、ジエチルエーテル、ジオキサン、ジメトキシエタンなどが挙げられ、好ましくはトルエンが挙げられる。反応温度は、反応が進行する温度であれば特に制限はないが、一般に、 $0 \sim 200^{\circ}\text{C}$ で行い、好ましくは $20 \sim 120^{\circ}\text{C}$ で行う。

工程 4 において、化合物 5 は化合物 4 に塩基を作用させることにより行うことができる。上記工程 4 に用いられる塩基としてはナトリウムメトキシド、ナトリウムエトキシド、ナトリウム *tert*-ブトキレート、カリウムメトキシド、カリウムエトキシド、カリウム *tert*-ブトキシド、*n*-ブチルリチウム、*sec*-ブチルリチウム、*tert*-ブチルリチウム、リチウムジイソプロピルアミド、リチウムジシクロヘキシルアミド、リチウムビス（トリメチルシリル）アミド、カリウムビス（トリメチルシリル）アミド、水素化ナトリウム、水素化カリウム、炭酸水素ナトリウム、炭酸水素カリウム、炭酸カリウム、炭酸ナトリウム、炭酸カルシウム、炭酸セシウムなどが挙げられ、好ましくは炭酸カリウムが挙げられる。上記工程 4 に用いられる溶媒としては、メタノール、エタノール、イソプロパノール、ジクロロメタン、クロロホルム、ジクロロエタン、ベンゼン、トルエン、キシレン、テトラヒドロフラン、ジエチルエーテル、ジオキサン、ジメトキシエタンなどが挙げられ、好ましくはエタノールが挙げられる。反応温度は、反応が進行する温度であれば特に制限はないが、一般に、0～200℃で行い、好ましくは20～120℃で行う。

工程 5 において、化合物 6 は化合物 5 にヨードベンゼンジアセテートを作用させることにより行うことができる。上記工程 4 に用いられる溶媒としては、酢酸エチル、ジクロロメタン、クロロホルム、ジクロロエタン、ベンゼン、トルエン、キシレン、テトラヒドロフラン（THF）、ジエチルエーテル、ジオキサン、ジメトキシエタンなどが挙げられ、好ましくはテトラヒドロフラン（THF）またはジオキサンが挙げられる。反応温度は、反応が進行する温度であれば特に制限はないが、一般に、-78～100℃で行い、好ましくは-10～50℃で行う。

また、本発明のフェロセン化合物（化合物 6 において、 $Q=W_1-X-W_2$ の化合物）は、下記の製造スキームに従って製造することもできる。



(式中、Q、R、R'、W₁、X、W₂、mおよびnは前述の式(1)における定義と同一である。)

- 工程6において、化合物9は化合物7 (Yは水酸基、カルボン酸酸塩化物残基、
 5 カルボン酸酸無水物残基、カルボン酸エステル基、イソシアネート基、スルホニルクロリド残基、ハロゲン原子、アルキルスルホニルオキシ基またはアリールスルホニルオキシ基を示す) と化合物8 (Zは水酸基、置換基を有していても良いアミノ基、ハロゲン原子、アルキルスルホニルオキシ基、アリールスルホニルオキシ基を示す) を反応させることにより合成することもできる(工程6)。この
 10 際、反応は塩基存在下にて行うことが好ましい。YおよびZの組み合わせとしては、Yがカルボン酸酸塩化物残基、カルボン酸酸無水物残基、カルボン酸エステル基、イソシアネート基またはスルホニルクロリド残基である化合物7と、Zが水酸基、置換基を有していても良いアミノ基である化合物8の組み合わせ；Yが水酸基である化合物7と、Zがハロゲン原子、アルキルスルホニルオキシ基またはアリールスルホニルオキシ基である化合物8の組み合わせ；或いはYがハロゲン原子、アルキルスルホニルオキシ基またはアリールスルホニルオキシ基である
 15 化合物7と、Zが水酸基である化合物8の組み合わせが挙げられる。なお、出発物質である化合物7および化合物8は公知であるか、或いは公知の化合物から公知の合成法によって容易に合成できる。また、化合物7は市販もされており、例
 20 えば東京化成株式会社より購入することもできる。上記工程6に用いられる塩基としては水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、炭酸水素ナトリウム、炭酸水素カリウム、水素化ナトリウム、水素化カリウム、炭酸カリウム、炭酸ナトリウム、炭酸カルシウム、炭酸セシウム、トリエチルアミン、ジイソプロピルエチルアミン、ピリジン、2,6-ジメチルピリジン、2,4,6-トリメチルピリジン、
 25 4-(ジメチルアミノ)ピリジンなどが挙げられる。上記工程6に用いられる溶

媒としては、水、メタノール、エタノール、イソプロパノール、ジクロロメタン、クロロホルム、ジクロロエタン、ベンゼン、トルエン、キシレン、テトラヒドロフラン、ジエチルエーテル、ジオキサン、ジメトキシエタンなどが挙げられる。

反応温度は、進行する温度であれば特に制限はないが、一般に、
5 0℃で行い、好ましくは-10～150℃で行う。なお、工程5の反応条件などについては前述の通りである。

このようにして得られた本発明のフェロセン化合物は、必要に応じ公知の方法に従って精製・乾燥等の操作を行い単離することができる。なお、得られたフェロセン化合物が不安定である場合もあり、その場合は、その化合物が安定して存在
10 することのできる溶媒中（例えば、テトラヒドロフラン、ジオキサンなど）で保存するとよい。

本発明のフェロセン化合物は、ビタミンD化合物（VD化合物）などのトリエン構造を有する化合物を液体クロマトグラフィー／マススペクトロメトリー（LC/MS）、特に液体クロマトグラフィー／エレクトロスプレーイオン化－マス
15 スペクトロメトリー／マススペクトロメトリー（LC/ESI-MS/MS）にて測定する際の試薬（誘導体化剤）として有用である。


本発明の試薬は、上記フェロセン化合物単体、および上記フェロセン化合物を含有する溶液の両方を意味する。本発明の試薬において用いることができる溶媒としては、酢酸エチル、ジクロロメタン、クロロホルム、ジクロロエタン、ベン
20 ゼン、トルエン、キシレン、テトラヒドロフラン（THF）、ジエチルエーテル、ジオキサン、ジメトキシエタンなどが挙げられ、好ましくはテトラヒドロフラン（THF）またはジオキサンが挙げられる。この溶液中のフェロセン化合物の含有量は、特に限定されないが、例えば、0.001～99重量%、好ましくは0.005～50重量%、さらに好ましくは0.01～10重量%の範囲から適宜選
25 択される。本発明の試薬を用いて対象化合物を測定する場合、具体的には、その試薬中のフェロセン化合物とVD化合物とを反応させ、これらを結合した化合物をLC/ESI-MS/MS等に供することにより、VD化合物を測定する。測定の詳細については後述する。

ここで、本発明のフェロセン化合物と結合させるVD化合物（即ち、測定対象


となるVD₃化合物)としては、ビタミンD₃化合物(VD₃化合物)が好ましい。ここでVD₃化合物とは、9, 10-セココレスター5, 7, 10(19)-トリエン構造を有する化合物であり、好ましくは(5Z, 7E)-9, 10-セココレスター5, 7, 10(19)-トリエン構造を有する化合物であり、より好ましくは(1 α , 5Z, 7E)-9, 10-セココレスター5, 7, 10(19)-トリエン-1-オール構造を有する化合物、(3 β , 5Z, 7E)-9, 10-セココレスター5, 7, 10(19)-トリエン-3-オール構造を有する化合物、または(1 α , 5Z, 7E)-9, 10-セココレスター5, 7, 10(19)-トリエン-1, 3-ジオール構造を有する化合物である。これらVD₃化合物の具体的な化合物としては、コレカルシフェロール(VD₃)、カルシトリオール(1 α , 25(OH)₂D₃; 商品名 ロカルトロール(登録商標)、カプセル/製造・販売元 中外製薬株式会社、販売元 杏林製薬株式会社、注/輸入先 中外製薬株式会社、販売先 麒麟麦酒株式会社)、アルファカルシドール(ALF; 商品名 アルファロール(登録商標)、中外製薬株式会社; 特開昭48-62750号公報およびTetrahedron Lett., 1973, 2339、Tetrahedron, 30, 2701(1974)等)、マキサカルシトール(OCT; 商品名 オキサロール(登録商標)、軟膏/販売先 マルホ株式会社、製造元 中外製薬株式会社、注/製造販売元 中外製薬株式会社; 特開昭61-267550号公報等)、タカルシトール(商品名 ボンアルファ(登録商標)、帝人株式会社)、カルシポトリオール(商品名 ドボネックス(登録商標)、輸入元 帝国製薬株式会社、販売 藤沢薬品株式会社、テイコクメディックス株式会社)、ファレカルシトリオール(商品名 ホーネル(登録商標)、大正製薬株式会社; 商品名 フルスタン(登録商標)、製造元 住友製薬株式会社、販売元 キッセイ薬品株式会社)、2 β -(3-ヒドロキシプロピルオキシ)-1 α , 25-ジヒドロキシビタミンD₃(ED-71(開発コード名)、中外製薬株式会社; 特開昭61-267548号公報等)、EB1089(開発コード名、Leo Pharmaceutical Products社; J. chromatogr. B, 740, 117-128(2000)等)、国際公開WO95/27697号公報、同WO98/28

266号公報、同WO00/49403号公報、同WO00/61776号公報、
 同WO00/64870号公報、同WO00/66548号公報、同WO01/
 16099号公報、同WO01/62723号公報、同WO01/79166号
 5 公報、同WO01/90061号公報、同WO01/96293号公報、同WO
 02/13832号公報等に記載の化合物が挙げられる。尚ここで、VD₃、1
 α , 25 (OH)₂D₃、ALF等は市販されており、例えば、Solvay
 Pharmaceutical社、CALBIO社、FLUKA社、FORMO
 SA社、WAKO社等から購入することができる。これら化合物の代表的な構造
 を以下に示す。

10 ・コレカルシフェロール (VD₃)




・アルファカルシドール (ALF)




・2 β -(3-ヒドロキシプロピルオキシ)-1 α , 25-ジヒドロキシビタ

15 ミンD₃ (ED-71)



・ 国際公開WO 02 / 1 3 8 3 2 号公報の実施例 6 に記載の化合物（以下、化合物 A と称する）




- 5 上述した本発明のフェロセン化合物と結合させるVD化合物（即ち、測定対象となるVD化合物）のうち、特に好ましくは、分子内にエステル結合・エーテル結合・チオエーテル結合・アミド結合等のヘテロ原子を有しないVD化合物（具体的には、前掲のVD₃、カルシボトリオール、1 α , 25 (OH)₂D₃、ALF、ファレカルシトリオール、EB1089、化合物A等）である。
- 10 本発明のフェロセン化合物とVD化合物を結合させるには、本発明のフェロセン化合物のトリアゾリン骨格をD i e l s - A l d e r 反応でVD化合物のトリエン構造に選択的に反応させればよい。具体的には、酢酸エチル、ジクロロメタン、クロロホルム、ジクロロエタン、ベンゼン、トルエン、キシレン、テトラヒドロフラン（THF）、ジエチルエーテル、ジオキサン、ジメトキシエタン（好ましくはテトラヒドロフラン（THF）またはジオキサン）などの適当な溶媒中
- 15 で、本発明のフェロセン化合物とVD化合物を5分間～5時間（好ましくは15分間～3時間）反応させればよい。反応温度は、進行する温度であれば特に制限

はないが、一般に、 $-78 \sim 100^{\circ}\text{C}$ で行い、好ましくは $-10 \sim 50^{\circ}\text{C}$ で行う。尚、必要により反応を停止するために、水またはメタノール、エタノール、プロパノール、イソプロパノールなどのアルコール溶媒を加えてもよい。このようにして得られた本発明のフェロセン化合物とVD化合物の結合体は、必要に応じ公知の方法に従って精製・乾燥等の操作を行い単離することができる。

このようにして得られた本発明のフェロセン化合物とVD化合物の結合体は、前記フェロセン化合物と前記VD化合物とが共有結合している化合物である。

また、本発明のフェロセン化合物とVD化合物の結合体は、好ましくは、下記式(2)



で表される化合物である。ここで、前記式中、「Q、R、R'、mおよびn」は前掲の式(1)と同一の定義である。「A₁およびA₃」はそれぞれ独立して、置換基を有していてもよい低級アルキレン、置換基を有していてもよい低級アルケニレンまたは置換基を有していてもよい低級アルカイニレンを表す。「A₂」は直接結合、 $-\text{CH}=\text{CH}-$ 、 $-\text{C}\equiv\text{C}-$ 、 $-\text{O}-$ 、 $-\text{S}-$ または $-\text{NH}-$ を表し、好ましくは直接結合、 $-\text{CH}=\text{CH}-$ または $-\text{C}\equiv\text{C}-$ である。A₁—A₂—A₃は、好ましくは、 $-\text{CH}(\text{CH}_3)-(\text{CH}_2)_3-$ 、 $-\text{CH}(\text{CH}_3)-\text{CH}=\text{CH}-$ または $-\text{CH}(\text{CH}_3)-\text{CH}=\text{CH}-\text{CH}=\text{CH}-$ であり、最も好ましくは $-\text{CH}(\text{CH}_3)-(\text{CH}_2)_3-$ である。「R₁」は水素原子または $-\text{OR}_9$ (R₉は水素原子または保護基を表す。)を表し、好ましくは水素原子または水酸基である。「R₂」は水素原子、水酸基、ハロゲン、置換基を有していてもよい低級アルキル基、置換基を有していてもよい低級アルケニル基、置換基

- を有していてもよい低級アルキニル基、置換基を有していてもよい低級アルコキシ基または置換基を有していてもよい低級アシル基を表し、好ましくは水素原子またはヒドロキシプロポキシ基である。「R₃」は水素原子または保護基を表し、好ましくは水素原子である。「R₄、R₅およびR₆」はそれぞれ独立して水素原子、水酸基、ニトロ基、シアノ基、ハロゲン、置換基を有していてもよい低級アルキル基、置換基を有していてもよいシクロアルキル基、置換基を有していてもよい低級アルケニル基、置換基を有していてもよい低級アルキニル基、置換基を有していてもよい低級アルコキシ基、置換基を有していてもよい低級アシル基、置換基を有していてもよいカルボキシ基、置換基を有していてもよいカルバモイル基または置換基を有していてもよいアミノ基を表し、好ましくはそれぞれ独立して水素原子、水酸基ハロゲンにより置換されていてもよい低級アルキル基または低級シクロアルキル基である。「R₇およびR₈」はそれぞれ独立して水素原子または水酸基を表すか、或いは、R₇およびR₈が一緒になって二重結合を形成し、好ましくは水素原子またはR₇およびR₈が一緒になって二重結合を形成する。

- 前述のA₁およびA₃における「低級アルキレン」とは、炭素数1～6の直鎖または分岐状のアルキレン鎖を指し、「低級アルケニレン」とは炭素数1～6の直鎖または分岐状のアルケニレン鎖を指し、「低級アルカイニレン」とは炭素数1～6の直鎖または分岐状のアルカイニレン鎖を指す。また「置換基を有していてもよい」とは、所望により1または複数（例えば1～3個）の水酸基；ニトロ基；シアノ基；塩素、フッ素、臭素、ヨウ素等のハロゲン；メチル、エチル、プロピル、イソプロピル、ブチル、イソブチル、s-ブチル、t-ブチル、ペンチル、イソペンチル、ネオペンチル、ヘキシル等の炭素数1～6の直鎖または分岐状のアルキル基；エテニル、1-プロペニル、アリル、1-ブテニル、2-ブテニル、3-ブテニル、ペンテニル、ヘキセニル等の炭素数1～6の直鎖または分岐状のアルケニル基；エチニル、プロピニル、ブチニル、ペンチニル、ヘキシニル等の炭素数1～6の直鎖または分岐状のアルキニル基；メトキシ、エトキシ、プロポキシ、イソプロポキシ、ブトキシ、ペンチルオキシ、ヘキシルオキシ、フェノキシ等の炭素数1～6のアルコキシ基；ホルミル、アセチル、プロピオニル、

ブチリル、イソブチリル、バレリル、イソバレリル、ピバロイル、ヘキサノイル等の炭素数1～6のアシル基；カルボキシ基；カルバモイル基；および／またはアミノ基等の置換基を有していてもよいことを意味する。

- 前述の R_2 、 R_4 、 R_5 および R_6 における「ハロゲン」とは、塩素、フッ素、臭素、ヨウ素等を指し；「低級アルキル」とは、メチル、エチル、プロピル、イソプロピル、ブチル、イソブチル、s-ブチル、t-ブチル、ペンチル、イソペンチル、ネオペンチル、ヘキシル等の炭素数1～6の直鎖または分岐状のアルキル基を指し；「低級アルケニル」とは、エテニル、1-プロペニル、アリル、1-ブテニル、2-ブテニル、3-ブテニル、ペンテニル、ヘキセニル等の炭素数1～6の直鎖または分岐状のアルケニル基を指し；「低級アルキニル」とは、エチニル、プロピニル、ブチニル、ペンチニル、ヘキシニル等の炭素数1～6の直鎖または分岐状のアルキニル基を指し；「低級アルコキシ基」とは、メトキシ、エトキシ、プロポキシ、イソプロポキシ、ブトキシ、ペンチルオキシ、ヘキシルオキシ、フェノキシ等の炭素数1～6のアルコキシ基を指し；「低級アシル基」とは、ホルミル、アセチル、プロピオニル、ブチリル、イソブチリル、バレリル、イソバレリル、ピバロイル、ヘキサノイル等の炭素数1～6のアシル基を指す。
- また、 R_4 、 R_5 および R_6 の「シクロアルキル基」とは、シクロプロピル、シクロブチル、シクロペンチル、シクロヘキシル、シクロヘプチル、シクロオクチル等の炭素数3～8のシクロアルキル基を指す。
- また上記置換基における「置換基を有していてもよい」とは、所望により1または複数（例えば1～3個）の水酸基；ニトロ基；シアノ基；塩素、フッ素、臭素、ヨウ素等のハロゲン；メチル、エチル、プロピル、イソプロピル、ブチル、イソブチル、s-ブチル、t-ブチル、ペンチル、イソペンチル、ネオペンチル、ヘキシル等の炭素数1～6の直鎖または分岐状のアルキル基；エテニル、1-プロペニル、アリル、1-ブテニル、2-ブテニル、3-ブテニル、ペンテニル、ヘキセニル等の炭素数1～6の直鎖または分岐状のアルケニル基；エチニル、プロピニル、ブチニル、ペンチニル、ヘキシニル等の炭素数1～6の直鎖または分岐状のアルキニル基；メトキシ、エトキシ、プロポキシ、イソプロポキシ、ブトキシ、ペンチルオキシ、ヘキシルオキシ、フェノキシ等の炭素数1～6のアルコ

キシ基；ホルミル、アセチル、プロピオニル、ブチリル、イソブチリル、バレリル、イソバレリル、ピバロイル、ヘキサノイル等の炭素数1～6のアシル基；カルボキシ基；カルバモイル基；および／またはアミノ基等の置換基を有していてもよいことを意味する。

- 5 また、前述の R_1 および R_3 における「保護基」とは、水酸基の保護基として適切なものであれば特に限定はなく、例えば、低級アシル基、置換基を有していてもよい低級アルキル基、置換基を有していてもよい低級アルキルスルホニル基、置換基を有していてもよい低級アルコキシカルボニル基、置換シリル基等が挙げられる。「低級アシル基」、「低級アルキル基」、「低級アルコキシ基」、可能な「置換基」などについては、前段において説明した通りである。
- 10

上述の本発明のフェロセン化合物とVD化合物とを反応させることにより得られたフェロセン化合物とVD化合物の結合体は、VD化合物をLC/ESI-MS/MS等にて測定する際の標品等として有用である。

- 尚、試料中に存在するVD化合物を測定するに際しても、前述の方法に従って
- 15 本発明のフェロセン化合物とVD化合物を結合させればよい。ここで、前記試料は生体由来の試料であることが好ましい。生体由来の試料とは、体液（血液、リンパ液、髄液）や尿などを指し、好ましくは血漿、血清、尿である。さらに、生体由来とは好ましくは哺乳類由来を意味し、より好ましくはヒト、サル、イヌ、ウサギ、モルモット、ラット、マウス由来である。生体由来の試料中に存在する
- 20 VD化合物を測定する場合、エタノール除蛋白等の公知の方法により除蛋白を行うなどの必要な前処理を行った後、前述した方法と同様にして本発明のフェロセン化合物と試料中に存在するVD化合物を結合させ、得られた本発明のフェロセン化合物とVD化合物の結合体を後の測定に用いればよい。

- ここで、試料の前処理として、試料の除蛋白を行った後、本発明のフェロセン
- 25 化合物と試料中に存在するVD化合物を反応させる前に、試料の固相抽出を行うことが好ましい。また、本発明のフェロセン化合物と試料中に存在するVD化合物を反応させた後、試料の固相抽出を行うことが好ましい。特に好ましくは、試料の除蛋白を行い、試料の固相抽出を行った後、本発明のフェロセン化合物と試料中に存在するVD化合物を反応させ、その後再度試料の固相抽出を行う。試料

の除蛋白を行った後、本発明のフェロセン化合物と試料中に存在するVD化合物を反応させる前の固相抽出は、好ましくは順相系の固相抽出カートリッジを用いて行い、特に好ましくはシリカゲル系の固相抽出カートリッジを用いて行う。本発明のフェロセン化合物と試料中に存在するVD化合物を反応させた後の固相抽出は、好ましくは逆相系の固相抽出カートリッジを用いて行う。

このようにして得られた本発明のフェロセン化合物とVD化合物の結合体を、LC/MSに供して測定する。ここで、LC/MSとは、LC/MS（液体クロマトグラフィー/マススペクトロメトリー）による測定原理を利用または応用した測定法或いは測定機器を指し、具体的には液体クロマトグラフィー/マススペクトロメトリー（LC/MS）およびタンデム型の液体クロマトグラフィー/マススペクトロメトリー/マススペクトロメトリー（LC/MS/MS）、並びにそれらにエレクトロスプレーイオン化法（ESI）および大気圧化学イオン化法（APCI）を組み合わせた測定法或いは測定機器である。このうち、本発明の測定法を実施するにあたって、特に好ましくは液体クロマトグラフィー/エレクトロスプレーイオン化-マススペクトロメトリー/マススペクトロメトリー（LC/ESI-MS/MS）を用いる。

LC/ESI-MS/MSによる測定は、具体的には、前述のようにして得られた本発明のフェロセン化合物とVD化合物の結合体を含む残渣を移動相に溶解し、LC/ESI-MS/MSに注入し測定する。ここで、各測定におけるLC/ESI-MS/MS測定条件の設定等の具体的な操作については、公知の方法に従って、測定対象となる試料の量や種類、試料中に存在するVD化合物の量や種類、必要とされる測定感度、誘導体化剤として用いる本発明フェロセン化合物の種類、測定に使用するLC/ESI-MS/MS機器の構成等に合わせて適宜調整・設定すればよい。具体的には、本発明のフェロセン化合物とVD化合物の結合体のMRM（Multiple Reaction Monitoring）条件を精査して各種条件を適宜設定するとともに、効率的なイオン化が可能なLC条件も設定する。生体試料中濃度測定に際しては、ブランク試料に濃度勾配をつけた既知濃度の測定対象物を添加し、内部標準物質（I. S.、好ましくは測定対象物質の安定同位元素標識体）を加え、それぞれ測定する。I. S. に

対する測定対象物のピーク面積比（またはピーク高さ比）を求め、添加濃度との関係から、検量線を作成し、検量線と測定試料のピーク面積比（またはピーク高さ比）から、生体試料中濃度を算出する。これらの詳細については、最新のマスペクトロメトリー（第1版、発行：化学同人、編集：丹羽利充、1995年）、

5 バイオロジカルマスペクトロメトリー（発行：東京化学同人、編集：上野民夫、平山和雄、原田健一、1997年）、LC/MSの実際（第1版、発行：講談社サイエンティフィック、編集：原田健一、岡尚男、1996年）等を参照することができる。

このようにして行う本発明のVD化合物の測定方法は、従来方法よりも高感度の測定法である。さらに本発明の測定方法は、今までの測定方法では感度が不十分であった分子内にエステル結合・エーテル結合・チオエーテル結合・アミド結合等のヘテロ原子を有しないVD化合物（具体的には、前掲のVD₃、カルシポトリオール、1 α , 25 (OH)₂D₃、ALF、ファレカルシトリオール、E B 1 0 8 9、化合物A等）の測定においては、従来法に比べて数百倍もの高感度

10 化を達成可能な測定方法である。従って、エステル結合・エーテル結合・チオエーテル結合・アミド結合等のヘテロ原子を有するVD化合物（具体的には、前掲のOCT、ED-71等）のみならず、それらヘテロ原子を有さないVD化合物に至るまで、あらゆるVD化合物に適用可能な高感度測定法である。

以下、本発明の好適な実施例についてさらに詳細に説明するが、本発明はこれ

20 らの実施例に限定されるものではない。

実施例

以下の実施例においては、核磁気共鳴スペクトル（NMR）はEX-270（JEOL社製）を用いて測定した。また、エレクトロスプレーイオン化LC/MS/MS（LC/ESI-MS/MS）として、高速液体クロマトグラフ A

25 l l i a n c e 2 7 9 0 (W a t e r s C o . 社製) および四重極型質量分析計 Q u a t t r o L C (M i c r o m a s s U K L t d . 社製) を用いた。また、データ解析には、M a s s l y n x V e r 3 . 3 (M i c r o m a s s U K 社製) およびM i c r o s o f t E x c e l 2 0 0 0 (M i c r o s o f t 社製) を使用した。

実施例 1 誘導体化剤の合成

〔実施例 1-1〕 4-(フェロセニルメチル)-1, 2, 4-トリアゾリン-3, 5-ジオン (FMTAD) の合成

5 (1) 3-(フェロセニルメチル) カルバモイルカルバジン酸エチルエステルの合成

フェロセン酢酸 (東京化成株式会社製) 0.5 g (2 mmol)、ジフェニル
ホスホリルアジド 0.44 mL (2 mmol) およびトルエン 4 mL の混合物に
氷冷下トリエチルアミン 0.57 mL (4 mmol) を加え、室温で、30 分間
10 攪拌した。反応混合物をジクロロメタンで希釈し、1%塩酸水溶液、飽和炭酸水
素ナトリウム溶液で順次洗浄し、有機層を無水硫酸マグネシウムで乾燥、濾過後、
減圧下濃縮し、4 mL トルエン溶液として得た。得られたトルエン溶液に 2 mL
のトルエンを加え、室温攪拌下カルバジン酸エチルエステル 0.32 g (3 mmol)
を加え、3 時間加熱還流した。反応混合物をジクロロメタンで希釈し、
15 1%塩酸水溶液、飽和炭酸水素ナトリウム溶液で順次洗浄し、有機層を無水硫酸
マグネシウムで乾燥、濾過後、減圧下濃縮した。得られた残渣をシリカゲルカラ
ムクロマトグラフィー (クロロホルム：メタノール=20：1) で精製し、3-(
フェロセニルメチル) カルバモイルカルバジン酸エチルエステル 0.55 g
(78%) を黄色油状物として得た。

^1H NMR (CDCl_3) δ : 1.27 (3H, t, $J=7.3\text{ Hz}$),
20 4.0-4.3 (13H, m), 5.59 (1H, m), 6.59 (1H, s), 6.66 (1H, s)

(2) 4-(フェロセニルメチル) ウラゾールの合成

上記 (1) で得られた 3-(フェロセニルメチル) カルバモイルカルバジン酸
25 エチルエステル 0.55 g (1.6 mmol)、炭酸カリウム 460 mg (3.3 mmol) およびエタノール 16 mL の混合物を 14 時間加熱還流した。反応
混合物を濾過後、減圧下濃縮した。得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグ
ラフィー (クロロホルム：メタノール=10：1) で精製し、4-(フェロセニ
ルメチル) ウラゾール 376 mg (78%) を得た。

^1H NMR (THF- d_8) δ : 3.86 (2H, m), 3.96 (5H, s), 4.10 (2H, m), 4.13 (2H, s), 8.38 (2H, brs)

5 (3) 4-(フェロセニルメチル)-1, 2, 4-トリアゾリン-3, 5-ジオンの合成

上記(2)で得られた4-(フェロセニルメチル)ウラゾール10mg (0.033mmol) およびテトラヒドロフラン- d_8 0.5mLの混合物にヨードベンゼンジアセテート11mg (0.034mmol)を室温に加え、2時間
10 攪拌し、4-(フェロセニルメチル)-1, 2, 4-トリアゾリン-3, 5-ジオンのテトラヒドロフラン溶液を得た。

^1H NMR (THF- d_8) δ : 3.98 (2H, m), 4.04 (5H, s), 4.16 (2H, m), 4.38 (2H, s)

15 [実施例1-2] 4-フェロセニル-1, 2, 4-トリアゾリン-3, 5-ジオン (FTAD) の合成

(1) 3-フェロセニルカルバモイルカルバジン酸エチルエステルの合成

フェロセンカルボン酸 (東京化成株式会社製) 0.5g (2.17mmol)、ジフェニルホスホリルアジド0.47mL (2.17mmol) およびトルエン
20 4mLの混合物に氷冷下トリエチルアミン0.6mL (4.3mmol)を加え、室温で、30分間攪拌した。反応混合物をジクロロメタンで希釈し、1%塩酸水溶液、飽和炭酸水素ナトリウム溶液で順次洗浄し、有機層を無水硫酸マグネシウムで乾燥、濾過後、減圧下濃縮し、4mLトルエン溶液として得た。得られたトルエン溶液に2mLのトルエンを加え、室温攪拌下カルバジン酸エチルエステル
25 0.34g (3.27mmol)を加え、1時間加熱還流した。反応混合物をジクロロメタンで希釈し、1%塩酸水溶液、飽和炭酸水素ナトリウム溶液で順次洗浄し、有機層を無水硫酸マグネシウムで乾燥、濾過後、減圧下濃縮した。得られた残渣をヘキサン-ジクロロメタン (1:1) 混合液で洗浄し、3-フェロセニルカルバモイルカルバジン酸エチルエステル0.52g (72%)を黄色粉末と

して得た。

^1H NMR (CDCl_3) δ : 1.31 (3H, t, $J=7.1\text{ Hz}$),
4.03 (2H, s), 4.20 (5H, s), 4.25 (2H, q, $J=$
7.1 Hz), 4.47 (2H, s), 6.24 (1H, brs), 6.
5 40 (1H, brs), 6.55 (1H, brs)
MS (ESI): m/z 332 (M^++1), 331 (M^+)

(2) 4-フェロセニルウラゾールの合成

上記(1)で得られた3-フェロセニルカルバモイルカルバジン酸エチルエス
10 テル0.52 g (1.57 mmol)、炭酸カリウム434 mg (3.14 mmol) およびエタノール16 mLの混合物を13時間加熱還流した。減圧下濃縮後、2N塩酸で酸性にした後、ジクロロメタン-メタノール(10:1)の混合溶媒で抽出し、水で洗浄後、有機層を無水硫酸マグネシウムで乾燥、濾過後、減
15 圧下濃縮した。得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(ジクロロメタン:メタノール=20:1)で精製し、4-フェロセニルウラゾール320 mg (71%)を得た。

^1H NMR ($\text{THF}-d_8$) δ : 3.87 (2H, t, $J=2.0\text{ Hz}$),
3.96 (5H, s), 4.86 (2H, t, $J=2.0\text{ Hz}$), 8.64
(2H, brs)
20 MS (ESI): m/z 286 (M^++1), 285 (M^+)

(3) 4-フェロセニル-1, 2, 4-トリアゾリン-3, 5-ジオンの合成

上記(2)で得られた4-フェロセニルウラゾール10 mg (0.035 mmol) およびテトラヒドロフラン- d_8 0.5 mLの混合物にヨードベンゼン
25 ジアセテート11 mg (0.034 mmol)を室温に加え、1時間攪拌し、4-フェロセニル-1, 2, 4-トリアゾリン-3, 5-ジオンのテトラヒドロフラン溶液を得た。

^1H NMR ($\text{THF}-d_8$) δ : 4.0-4.1 (7H, m), 4.6
6 (2H, t, $J=2.0\text{ Hz}$)

(4) 4-フェロセニル-1, 2, 4-トリアゾリン-3, 5-ジオンの合成
(その2)

上記(2)で得られた4-フェロセニルウラゾール10mg (0.035mmol) および1, 4-ジオキサン-d₈ 0.5mLの混合物にヨードベンゼン
5 ジアセテート11mg (0.034mmol)を室温に加え、2時間攪拌し、4-フェロセニル-1, 2, 4-トリアゾリン-3, 5-ジオンの1, 4-ジオキサン溶液を得た。

¹H NMR (1, 4-ジオキサン-d₈) δ: 4.2-4.3 (7H, m), 4.87 (2H, m)
10

実施例2 誘導体化剤とビタミンD化合物との結合体の合成

〔実施例2-1〕 アルファカルシドール 4-(フェロセニルメチル)-1, 2, 4-トリアゾリン-3, 5-ジオン付加体(ALF-FMTAD)の合成

15 実施例1-1を参考にして、4-(フェロセニルメチル)ウラゾール5mg (0.017mmol) およびテトラヒドロフラン0.25mLの混合物にヨードベンゼンジアセテート5mg (0.016mmol)を室温に加え、2時間攪拌し、4-(フェロセニルメチル)-1, 2, 4-トリアゾリン-3, 5-ジオンのテトラヒドロフラン溶液を得た。得られた溶液に、特開昭48-62750
20 号公報およびTetrahedron Lett., 1973, 2339、Tetrahedron, 30, 2701 (1974)に記載の方法に従って製造したアルファカルシドール1mg (0.0025mmol)のテトラヒドロフラン(0.25mL)溶液を加え、室温で1時間攪拌した。得られた混合物を減圧下濃縮し得られた残渣を薄層シリカゲルクロマトグラフィー(ヘキサン:
25 酢酸エチル=1:2)で精製し、標題のアルファカルシドール 4-(フェロセニルメチル)-1, 2, 4-トリアゾリン-3, 5-ジオン付加体(ALF-FMTAD) 1mg (57%)を黄色油状物として得た。

¹H NMR (CDCl₃) δ: 0.4-0.6 (3H, m), 3.6-3.8 (1H, m), 4.0-4.6 (16H, m), 4.6-4.8 (1

H, m), 4.8–4.9 (1H, m)

〔実施例2-2〕 アルファカルシドール 4-フェロセニル-1, 2, 4-トリアゾリン-3, 5-ジオン付加体 (ALF-FTAD) の合成

- 5 実施例1-2を参考にして、4-フェロセニルウラゾール5mg (0.017 mmol) およびテトラヒドロフラン0.25mLの混合物にヨードベンゼンジアセテート4.5mg (0.014 mmol) を室温に加え、1時間攪拌し、4-フェロセニル-1, 2, 4-トリアゾリン-3, 5-ジオンのテトラヒドロフラン溶液を得た。得られた溶液に、特開昭48-62750号公報およびTetrahedron Lett., 1973, 2339、Tetrahedron, 30, 2701 (1974) に記載の方法に従って製造したアルファカルシドール1mg (0.0025 mmol) のテトラヒドロフラン (0.25 mL) 溶液を加え、室温で1時間攪拌した。得られた混合物を減圧下濃縮し得られた残渣を薄層シリカゲルクロマトグラフィー (ヘキサン：酢酸エチル=1：2) で精製し、標題のアルファカルシドール 4-フェロセニル-1, 2, 4-トリアゾリン-3, 5-ジオン付加体 (ALF-FTAD) 1mg (57%) を黄色油状物として得た。
- 10
- 15

- ^1H NMR (CDCl_3) δ : 0.54 (3H, s), 0.85 (6H, d, $J=6.3\text{ Hz}$), 0.89 (3H, d, $J=5.3\text{ Hz}$), 3.79 (1H, brd, $J=15.5\text{ Hz}$), 4.0–4.4 (11H, m), 4.66 (1H, d, $J=17.6\text{ Hz}$), 4.9–5.1 (3H, m)
- 20

〔実施例2-3〕 コレカルシフェロール 4-(フェロセニルメチル)-1, 2, 4-トリアゾリン-3, 5-ジオン付加体 ($\text{VD}_3\text{-FMTAD}$) の合成

- 25 実施例1-1を参考にして、4-(フェロセニルメチル)ウラゾール10mg (0.033 mmol) およびテトラヒドロフラン0.5mLの混合物にヨードベンゼンジアセテート11mg (0.034 mmol) を室温に加え、2時間攪拌し、4-(フェロセニルメチル)-1, 2, 4-トリアゾリン-3, 5-ジオンのテトラヒドロフラン溶液を得た。得られた溶液にコレカルシフェロ

ール (VD₃、Solvay Pharmaceutical 社製) 5mg (0.013mmol) のテトラヒドロフラン (0.5mL) 溶液を加え、室温で1時間攪拌した。得られた混合物を減圧下濃縮し得られた残渣を薄層シリカゲルクロマトグラフィー (ヘキサン：酢酸エチル=1：2) で精製し、標題のコレカルシ
5 フェロール 4- (フェロセニルメチル) -1, 2, 4-トリアゾリン-3, 5-ジオン付加体 (VD₃-FMTAD) 8mg (90%) を黄色油状物として得た。

¹H NMR (CDCl₃) δ: 0.47 (3H, s), 0.87 (6H, d, J=6.4Hz), 0.92 (3H, d, J=5.9Hz), 3.71
10 (1H, brd, J=15.2Hz), 4.0-4.5 (15H, m), 4.60 (1H, d, J=9.9Hz), 4.86 (1H, d, J=9.6Hz)

[実施例2-4] コレカルシフェロール 4-フェロセニル-1, 2, 4-トリアゾリン-3, 5-ジオン付加体 (VD₃-FTAD) の合成

15 実施例1-2を参考にして、4-フェロセニルウラゾール10mg (0.035mmol) およびテトラヒドロフラン0.5mLの混合物にヨードベンゼンジアセテート11mg (0.034mmol) を室温に加え、1時間攪拌し、4-フェロセニル-1, 2, 4-トリアゾリン-3, 5-ジオンのテトラヒドロフラン溶液を得た。得られた溶液にコレカルシフェロール (VD₃、Solvay
20 Pharmaceutical 社製) 10mg (0.026mmol) のテトラヒドロフラン (0.5mL) 溶液を加え、室温で1時間攪拌した。得られた混合物を減圧下濃縮し得られた残渣を薄層シリカゲルクロマトグラフィー (ヘキサン：酢酸エチル=2：1) で精製し、標題のコレカルシフェロール 4-フェロセニル-1, 2, 4-トリアゾリン-3, 5-ジオン付加体 (VD₃-FTAD)
25 D) 11mg (63%) を黄色油状物として得た。

¹H NMR (CDCl₃) δ: 0.60 (3H, s), 0.85 (6H, d, J=6.6Hz), 0.92 (3H, d, J=5.8Hz), 3.81 (1H, brd, J=15.5Hz), 4.0-4.3 (11H, m), 4.73 (1H, d, J=9.9Hz), 4.9-5.0 (2H, m), 5.0

5 (1H, d, $J = 1.5 \text{ Hz}$)

〔比較例2-1〕 3-(フェロセニルカルバモイルオキシ) コレカルシフェロールの合成 (VD₃-フェロセンカルバメート) の合成

- 5 フェロセンカルボン酸 10 mg (0.043 mmol)、ジフェニルホスホリアルジド 0.01 mL (0.046 mmol) およびトルエン 0.5 mL の混合物に氷冷下トリエチルアミン 0.015 mL (0.108 mmol) を加え、室温で30分間攪拌した。反応混合物をジクロロメタンで希釈後、1%塩酸、飽和重曹水で洗浄し、有機層を無水硫酸マグネシウムで乾燥、濾過後、減圧下ジクロロメタンを留去し、未精製のトルエン溶液を得た。得られたトルエン溶液にコレカルシフェロール (VD₃、Solvay Pharmaceutical 社製) 10 mg (0.026 mmol) を室温に加え、100℃で1時間攪拌した。反応混合物を減圧下濃縮し、得られた残渣を薄層シリカゲルクロマトグラフィー (ヘキサン：酢酸エチル=5：1) により精製し、3-(フェロセニルカルバモイルオキシ) コレカルシフェロールの合成 (VD₃-フェロセンカルバメート) 15 6 mg を黄色油状物として得た。

- ¹H NMR (CDCl₃) δ : 0.55 (3H, s), 0.87 (6H, d, $J = 6.4 \text{ Hz}$), 0.92 (3H, d, $J = 6.1 \text{ Hz}$), 3.99 (2H, brs), 4.17 (7H, brs), 4.48 (2H, brs), 20 4.86 (1H, s), 4.94 (1H, brs), 5.08 (1H, s), 5.7-5.9 (1H, m), 6.06 (1H, d, $J = 11.1 \text{ Hz}$), 6.25 (1H, d, $J = 11.1 \text{ Hz}$)

実施例3 誘導体化剤とビタミンD化合物との結合体の測定

- 25 〔実施例3-1〕 アルファカルシドール 4-(フェロセニルメチル)-1, 2, 4-トリアゾリン-3, 5-ジオン付加体 (ALF-FMTAD) およびアルファカルシドール 4-フェロセニル-1, 2, 4-トリアゾリン-3, 5-ジオン付加体 (ALF-FTAD) の測定

実施例2-1を参考に合成したアルファカルシドール 4-(フェロセニルメ

チル) - 1, 2, 4-トリアゾリン-3, 5-ジオン付加体 (ALF-FMTAD) および実施例2-2を参考に合成したアルファカルシドール 4-フェロセニル-1, 2, 4-トリアゾリン-3, 5-ジオン付加体 (ALF-FTAD) それぞれを移動相 (10 mmol/L 酢酸アンモニウム/アセトニトリル (1:9, v/v)) 50 μ Lに溶解し、20 μ LをLC/ESI-MS/MS に注入した。HPLCカラムにCapcell Pak C18 UG-120 (5 μ m, 150 \times 2.0 mm i. d. : 株式会社資生堂製) を用い正イオンモードでALF-FMTADおよびALF-FTADのESIマスペクトルを測定したところ、それぞれm/z 697、m/z 683に分子イオン [M]⁺をベースピークとして与えた。測定結果の一例を図1に示す。また、コーン電圧をそれぞれ70 V、66 Vに設定する時、強度が最大となった。

これら分子イオンをプリカーサイオンとしてプロダクトイオンスペクトルを測定したところ、フェロセン骨格を有する強いフラグメントイオンをそれぞれm/z 199、m/z 227に与えた。測定結果の一例を図2に示す。

そこで、ALF-FMTADおよびALF-FTADのMRM (Multiple Reaction Monitoring) 条件を精査した結果、モニタリングチャンネルにそれぞれm/z 697 [M]⁺ > 199 [M-C₂₉H₄₄O₄N₃]⁺、m/z 683 [M]⁺ > 227 [M-C₂₈H₄₄O₃N₂]⁺を用い、コリジョンエネルギーを44 eVに設定する時、超高感度測定が可能で、いずれも250 fg (359 amol、366 amol) / inj (S/N比が約6~8) という感度を得た。一方、同様にして測定したアルファカルシドール (ALF) の直接測定時における感度は75 pg (188 fmol) / inj (S/N比が約6) であり、本発明の測定法は直接測定時に比べ約300倍高感度であった。これら測定結果の一例を図3に示す。

25

〔実施例3-2〕 コレカルシフェロール 4-(フェロセニルメチル)-1, 2, 4-トリアゾリン-3, 5-ジオン付加体 (VD₃-FMTAD) およびコレカルシフェロール 4-フェロセニル-1, 2, 4-トリアゾリン-3, 5-ジオン付加体 (VD₃-FTAD) の測定

- 実施例2-3を参考に合成したコレカルシフェロール 4-(フェロセニルメチル)-1, 2, 4-トリアゾリン-3, 5-ジオン付加体(VD₃-FMTAD)および実施例2-4を参考に合成したコレカルシフェロール 4-フェロセニル-1, 2, 4-トリアゾリン-3, 5-ジオン付加体(VD₃-FTAD)を用い、実施例3-1と同様に測定条件を最適化した結果、いずれも250 fg (367 amol、375 amol) / inj (S/N比が約8~11)という感度を得た。一方、同様にして測定したコレカルシフェロール(VD₃)の直接測定時、および3-(フェロセニルカルバモイルオキシ)コレカルシフェロール(VD₃-フェロセンカルバメート)(比較例2-1参照)における感度は50 pg (130 fmol) / inj (S/N比が約8)、1 pg (1.64 fmol) / inj (S/N比が約5)であり、本発明の測定法は直接測定時に比べ約200倍、フェロセンカルバメート誘導体化による測定時に比べても4倍以上高感度であった。これら測定結果の一例を図4に示す。
- 15 [実施例3-3] ED-71の4-(フェロセニルメチル)-1, 2, 4-トリアゾリン-3, 5-ジオン付加体(ED-71-FMTAD)および国際公開WO 02/13832号公報の実施例6に記載の化合物(化合物A)の4-(フェロセニルメチル)-1, 2, 4-トリアゾリン-3, 5-ジオン付加体(化合物A-FMTAD)の測定
- 20 実施例2を参考に合成したED-71の4-(フェロセニルメチル)-1, 2, 4-トリアゾリン-3, 5-ジオン付加体(ED-71-FMTAD)および国際公開WO 02/13832号公報の実施例6に記載の化合物(化合物A)の4-(フェロセニルメチル)-1, 2, 4-トリアゾリン-3, 5-ジオン付加体(化合物A-FMTAD)を用い、実施例3-1と同様に測定条件を最適化した
- 25 結果、それぞれ300 fg (381 amol) / inj、500 fg (668 amol) / injという感度を得た。一方、同様にして測定したED-71および化合物Aの直接測定時における感度は、それぞれ10 pg (20 fmol) / inj、50 pg (111 fmol) / injであった。

上記の実施例 3-1、3-2 および 3-3 の結果のまとめを表 1 に示す。

表 1

化合物	MRM 条件	測定感度 (injection 当たり)	S/N 比
ALF(直接測定、対照)	m/z 418 $[M+NH_4]^+ > 383 [M-H_2O+H]^+$	75 pg (188 fmol)	6
ALF-FTAD	m/z 683 $[M]^+ > 227 [M-C_{28}H_{44}O_3N_2]^+$	250 fg (366 amol)	6
ALF-FMTAD	m/z 697 $[M]^+ > 199 [M-C_{29}H_{44}O_4N_3]^+$	250 fg (359 amol)	8
VD ₃ (直接測定、対照)	m/z 385 $[M+H]^+ > 367 [M-H_2O+H]^+$	50 pg (130 fmol)	8
VD ₃ -フェロセンカルバメート(対照)	m/z 611 $[M]^+ > 245 [M-C_{27}H_{42}]^+$	1 pg (1.64 fmol)	5
VD ₃ -FTAD	m/z 667 $[M]^+ > 227 [M-C_{28}H_{44}O_2N_2]^+$	250 fg (375 amol)	11
VD ₃ -FMTAD	m/z 681 $[M]^+ > 199 [M-C_{29}H_{44}O_3N_3]^+$	250 fg (367 amol)	8
ED-71(直接測定、対照)	m/z 508 $[M+NH_4]^+ > 397 [M-C_3H_8O_2-H_2O+H]^+$	10 pg (20 fmol)	10
ED-71-FMTAD	m/z 787 $[M]^+ > 199 [M-C_{33}H_{50}O_7N_3]^+$	300 fg (381 amol)	10
化合物 A(直接測定、対照)	m/z 470 $[M+NH_4]^+ > 435 [M-H_2O+H]^+$	50 pg (111 fmol)	8
化合物 A-FMTAD	m/z 749 $[M]^+ > 199 [M-C_{32}H_{44}O_5N_3]^+$	500 fg (668 amol)	6

実施例 4 生体試料中のビタミンD化合物の測定

5 【実施例 4-1】 ラット血漿中のアルファカルシドール (ALF) の FMTAD 誘導体化による測定

(1) ラットブランク血漿の調製

SD系無処置ラット (SPFグレード、S l c 社より購入) よりヘパリンナトリウムを抗凝固剤として採血し、遠心分離して得られた数個体分の血漿を混合した血漿を使用した。プール血漿は -20°C 以下で保存した。

(2) アルファカルシドール (ALF) の検量線下限検討 (FMTAD 誘導体化)

ラットブランク血漿 $100\ \mu\text{L}$ に特開昭 48-62750 号公報および Tetrahedron Lett., 1973, 2339、Tetrahedron, 30, 2701 (1974) に記載の方法に従って製造したアルファカルシドール (ALF) のエタノール溶液を添加し、0、0.08、0.25、0.8、2.5、8 および $25\ \text{ng/mL}$ の検量線作成用試料を調製した。各濃度 $100\ \mu\text{L}$ に、内部標準物質 (I. S.) として Chem. Pharm.

Bull., 48, 215 (2000)に記載の方法に従って製造した40 ng/mLの d_4 -ALF 20 μ Lを加え、エタノール除蛋白、固相抽出カートリッジ (Bond Elut SI、3 cc、500 mg: Vrian Inc. 社製) による固相抽出を行った後、FMTADにより誘導体化した。誘導体化後、再び固相抽出カートリッジ (Oasis HLB、1 cc、30 mg: Waters 社製) により固相抽出を行い、窒素乾固後、残渣を移動相40 μ Lに溶解し、10 μ LをLC/ESI-MS/MSに注入した。試料の前処理の具体的な処理スキームを図5に示す。LC/ESI-MS/MSの測定条件は表2に示す。

表 2

ALF-FMTAD 測定条件:

15	カラム:	Capcell Pak C18 UG-120 (5 μ m, 150 \times 2.0 mm i.d.)
	移動相:	A 液 10 mmol/L 酢酸アンモニウム、 B 液 アセトニトリル (A: 15%、B: 85%)
	カラム温度:	30°C
	流速:	0.2 mL/分
20	イオン化モード:	ESI (+)
	キャピラリー設定電圧:	2.5 kV
	コーン設定電圧:	70 V
	ソースブロック設定温度:	150°C
	デソルベーター設定温度:	450°C
25	コリジョン設定エネルギー:	46 eV

MRM (Multiple Reaction Monitoring) 条件:ALF-FMTAD: m/z 697 [M]⁺ > 199 [M-C₂₉H₄₄O₄N₃]⁺ d_4 -ALF-FMTAD: m/z 701 [M]⁺ > 199 [M-C₂₉H₄₀D₄O₄N₃]⁺

S/N比が約3~5で検量線下限値を求めた結果、本発明の測定法における検量線下限値は0.08 ng/mLであり、比較例4-1に示される直接測定時 (10 ng/mL) に比べて125倍、比較例4-2に示されるPTAD誘導体化による測定時 (1 ng/mL) に比べて12.5倍、高感度であった。また、

ラット血漿 1 mL を用いて、上記と同様に検量線下限値を求めた結果、本発明の測定法における検量線下限値は 0.01 ng/mL であった。検量線下限におけるクロマトグラムの一例を図 6 に示す。

(3) 特異性検討

- 5 前記 (2) の前段で用いた検量線ブランク (0 ng/mL) および検量線下限 (0.08 ng/mL) のクロマトグラムとを比較した。その結果、ALF-FMTAD および d_4 -ALF-FMTAD の測定を妨害するピークは認められず、検量線ブランク試料にも、ALF-FMTAD の溶出時間に妨害ピークは認められなかった。

10 (4) 検量線の範囲と直線性の検討

- 前記 (2) の前段で用いた試料をそれぞれ 3 日間測定し、I. S. に対する測定対象物のピーク面積比を求め、添加濃度との関係から最小二乗法により検量線を作成し、($1/y^2$ 重みづけ)、相関係数 (r) および各濃度における逆算値の真度を求めた。検量線と各試料のピーク面積比から実測値を ng/mL 単位で
- 15 有効数字 3 桁で求めた。尚、FMTAD による誘導体化反応において 2 種類の異性体 (6R/6S) が生成するが、S/N 比の大きいピークを選択し (保持時間 (R. T.) 約 8.8 分)、定量を行った。

検量線を 3 日間作成した結果を表 3 に、またその典型的なグラフを図 7 に示す。

表 3

添加濃度 (ng/mL)	1 日目		2 日目		3 日目	
	実測値	真度	実測値	真度	実測値	真度
	(ng/mL)	(%)	(ng/mL)	(%)	(ng/mL)	(%)
0.08	0.0769	-3.9	0.0790	-1.3	0.0812	1.5
0.25	0.260	4.0	0.251	0.4	0.240	-4.0
0.8	0.858	7.2	0.879	9.9	0.830	3.7
2.5	2.55	2.0	2.4	-2.4	2.58	3.2
8	8.01	0.1	8.12	1.5	7.70	-3.8
25	23.1	-7.6	23.6	-5.6	25.1	0.4

直線回帰式

$$1 \text{ 日目 } y = 0.954488x + 0.0550209 \quad r = 0.991277 \text{ (} 1/y^2 \text{ 重みづけ)}$$

2日目 $y=1.15772x+0.0282662$ $r=0.995203$ ($1/y^2$ 重みづけ)

3日目 $y=1.05255x+0.0404921$ $r=0.999741$ ($1/y^2$ 重みづけ)

検量線の相関係数 (r) は $0.08 \sim 25 \text{ ng/mL}$ の範囲で $0.991277 \sim 0.999741$ ($1/y^2$ 重みづけ)、各濃度の逆算値の真度は $-7.6 \sim 9.9\%$ と、良好な直線性を示した。

(5) 同時再現性の検討

前記(2)の前段と同様に、ラットブランク血漿 ($100 \mu\text{L}$) に ALF を添加することにより、 0.08 、 0.25 、 2.5 および 25 ng/mL の同時再現性用試料を調製してそれぞれ処理し測定した。各濃度 $n=5$ で3日間測定し、1日単位で変動係数 (Coefficient of Variation、以下 CV 値) および真度を求めた。尚、CV 値および真度は、次式により算出した。

$$\text{CV 値} = (\text{実測値標準偏差} / \text{実測値平均値}) \times 100 (\%)$$

$$\text{真度} = \{ (\text{実測値平均値} - \text{理論値}) / \text{理論値} \} \times 100 (\%)$$

15

結果の一例を表4に示す。

表 4

1日目

添加濃度 (ng/mL)	実測値 (ng/mL)	平均±SD (ng/mL)		CV (%)	真度 (%)
0.08	0.0675	0.0659 ±	0.0094	14.3	-17.6
	0.0593				
	0.0795				
	0.0551				
	0.0679				
0.25	0.274	0.282 ±	0.039	13.8	12.8
	0.295				
	0.319				
	0.219				
	0.304				
2.5	2.75	2.71 ±	0.08	3.0	8.4
	2.70				
	2.57				
	2.77				
	2.77				
25	24.6	23.4 ±	1.5	6.4	-6.4
	24.6				
	21.7				
	24.1				
	21.9				

2日目

添加濃度 (ng/mL)	実測値 (ng/mL)	平均±SD (ng/mL)		CV (%)	真度 (%)
0.08	0.0878	0.0854 ±	0.0104	12.2	6.8
	0.0949				
	0.0727				
	0.0763				
	0.0951				
0.25	0.263	0.267 ±	0.015	5.6	6.8
	0.256				
	0.275				
	0.290				
	0.252				
2.5	2.75	2.33 ±	0.33	14.2	-6.8
	1.98				
	2.06				
	2.30				
	2.58				
25	24.8	25.2 ±	1.0	4.0	0.8
	24.5				
	26.8				
	25.6				
	24.5				

表 4 (続き)

3日目

添加濃度 (ng/mL)	実測値 (ng/mL)	平均±SD (ng/mL)		CV (%)	真度 (%)
0.08	0.101	0.0799 ±	0.0149	18.6	-0.1
	0.0827				
	0.0683				
	0.0844				
	0.0632				
0.25	0.270	0.256 ±	0.025	9.8	2.4
	0.267				
	0.282				
	0.221				
	0.240				
2.5	2.68	2.58 ±	0.16	6.2	3.2
	2.45				
	2.56				
	2.41				
	2.79				
25	25.3	24.9 ±	2.3	9.2	-0.4
	22.8				
	23.0				
	24.8				
	28.5				

各濃度におけるCV値は15%以下（定量下限では20%以下）、真度は±15%以内（定量下限では±20%以内）で、良好な精度、真度であった。

5 (6) 日差再現性の検討

前記(5)の測定結果をもとに、3日間全体のCV値および真度を同様に求めた。

結果の一例を表5に示す。

5

10

15

20

25

表 5

添加濃度 (ng/mL)	実測値 (ng/mL)	平均±SD (ng/mL)	CV (%)	真度 (%)
2.5	2.75	2.54 ± 0.26	10.2	1.6
	2.70			
	2.57			
	2.77			
	2.77			
	2.75			
	1.98			
	2.06			
	2.30			
	2.58			
	2.68			
	2.45			
	2.56			
	2.41			
	2.79			
25	24.6	24.5 ± 1.8	7.3	-2.0
	24.6			
	21.7			
	24.1			
	21.9			
	24.8			
	24.5			
	26.8			
	25.6			
	24.5			
	25.3			
	22.8			
	23.0			
	24.8			
	28.5			
0.08	0.0675	0.0770 ± 0.0138	17.9	-3.8
	0.0593			
	0.0795			
	0.0551			
	0.0679			
	0.0878			
	0.0949			
	0.0727			
	0.0763			
	0.0951			
	0.101			
	0.0827			
	0.0683			
	0.0844			
	0.0632			
0.25	0.274	0.268 ± 0.028	10.4	7.2
	0.295			
	0.319			
	0.219			
	0.304			
	0.263			
	0.256			
	0.275			
	0.290			
	0.252			
	0.270			
	0.267			
	0.282			
	0.221			
	0.240			

各濃度におけるCV値は15%以下（定量下限では20%以下）、真度は±15%以内（定量下限では±20%以内）で、良好な精度、真度であった。

(7) 回収率の検討

前記（５）で用いた同時再現性試料を回収率用試料として利用した。回収率算出の対照となる試料（リファレンス試料）として、ラットブランク血漿を前処理した試料に 0.145、0.436、4.36 および 43.6 ng/mL の ALF-FMTAD 100 μ L を 2 本ずつ分注した。それぞれ測定し、リファレンス試料のピーク面積の平均値を 100% とし、測定試料のピーク面積との比較により ALF の回収率を求めた。

回収率 = (回収率用試料のピーク面積 / リファレンス試料のピーク面積の平均値) \times 100 (%)

結果の一例を表 6 に示す。いずれも実用に耐えうる回収率であった。

10

表6

添加濃度 (ng/mL)	測定試料 のピーク面積	リファレンス試料 のピーク面積	回収率 (%)	平均 (%)	SD
0.08	70	137	53.8	37.7	11.6
	51	123	39.2		
	33		25.4		
	55		42.3		
	36		27.7		
0.25	148	239	44.2	39.1	8.0
	149	431	44.5		
	85		25.4		
	129		38.5		
	143		42.7		
2.5	1193	3127	40.1	41.2	9.5
	1313	2828	44.1		
	757		25.4		
	1394		46.8		
	1474		49.5		
25	5207	22412	20.7	24.5	4.8
	5406	27884	21.5		
	5323		21.2		
	7820		31.1		
	7075		28.1		

(7) 誘導体化率の検討

前記（５）で用いた同時再現性試料を誘導体化率用試料として利用した。誘導

体化率算出の対照となる試料（リファレンス試料）として、ラットブランク血漿をエタノール除蛋白、固相抽出カートリッジ（Bond Elut SI、3 cc、500 mg：Varian SPP社製）による固相抽出を行った後、FM TADを加えた試料にALF-FMTADを添加した試料を2本調製した。それぞれ測定し、リファレンス試料のピーク面積の平均値を100%とし、測定試料のピーク面積との比較によりALFの誘導体化率を求めた。

誘導体化率 = (誘導体化率用試料のピーク面積 / リファレンス試料のピーク面積の平均値) × 100 (%)

結果の一例を表7に示す。いずれも実用に耐えうる誘導体化率であった。

10

表7

添加濃度 (ng/mL)	測定試料 のピーク面積	リファレンス試料 のピーク面積	誘導体化率 (%)	平均 (%)
0.08	99	92	114.5	89.6
	56	81	64.7	
0.25	191	338	52.9	54.3
	201	384	55.7	
2.5	1734	3023	57.3	46.3
	1069	3034	35.3	
25	11141	26204	45.1	45.3
	11239	23215	45.5	

(8) サンプルクーラー中での安定性の検討

前記(2)の前段と同様に、ラットブランク血漿(100 μL)にALFを添加することにより、0.08、0.25、2.5および25 ng/mLの安定性検討用試料を調製してそれぞれ処理し測定した。各濃度n=3で、試料調製日の実測値(Initial値)と、サンプルクーラー中で5℃・24時間保存後の実測値(Post値)から、次式を用いて変動率を算出した。

変動率 = {Post値の平均値 / Initial値の平均値} × 100 (%)

20

変動率を調べた結果、いずれの濃度においても大きな変動は認められず、安定

性に問題は認められなかった

〔実施例 4-2〕 ラット血漿中の ED-71 の FMTAD 誘導体化による測定
ビタミン D 化合物として ED-71 を用いた他は実施例 4-1 (2) の前段と
5 同様に、ラット血漿中の ED-71 を FMTAD 誘導体化により LC/ESI-MS/MS を用いて測定した。測定条件は表 8 に示す。

表 8

10

ED-71-FMTAD 測定条件：

カラム： Capcell Pak C18 UG-120 (5 μ m, 150 \times 2.0 mm i.d.)

移動相： A 液 10 mmol/L 酢酸アンモニウム
B 液 アセトニトリル (A：45%、B：55%)

15

カラム温度： 30°C

流速： 0.2 mL/分

イオン化モード： ESI (+)

キャピラリー設定電圧： 1.0 kV

コーン設定電圧： 72 V

20

ソースブロック設定温度： 150°C

デソルベーター設定温度： 450°C

コリジョン設定エネルギー： 52 eV

MRM (Multiple Reaction Monitoring) 条件：

25

ED-71-FMTAD： m/z 787 [M]⁺ > 199 [M-C₃₃H₅₀O₇N₃]⁺

d₆-ED-71-FMTAD： m/z 793 [M]⁺ > 199 [M-C₃₃H₄₄D₆O₇N₃]⁺

30

S/N 比が約 3 で検量線下限値を求めた結果、本発明の測定法では 0.25 ng/mL であった。

〔実施例 4-3〕 ラット血漿中の国際公開 WO 02/13832 号公報の実施例 6 に記載の化合物 (化合物 A) の FMTAD 誘導体化による測定

35

ED-71 の代わりに国際公開 WO 02/13832 号公報の実施例 6 に記載の化合物 (化合物 A) を用いた他は実施例 3-2 と同様に、ラット血漿中の化合物 A を FMTAD 誘導体化により LC/ESI-MS/MS を用いて測定し

た。測定条件は表 9 に示す。

表 9

5	化合物 A-FMTAD 測定条件：	
	カラム：	Capcell Pak C18 UG-120 (5 μ m, 150 \times 2.0 mm i.d.)
	移動相：	A 液 10 mmol/L 酢酸アンモニウム B 液 アセトニトリル (A : 35%、B : 65%)
10	カラム温度：	30 $^{\circ}$ C
	流速：	0.2 mL/分
	イオン化モード：	ESI (+)
	キャピラリー設定電圧：	1.0 kV
15	コーン設定電圧：	65V
	ソースブロック設定温度：	150 $^{\circ}$ C
	デソルベーター設定温度：	450 $^{\circ}$ C
	コリジョン設定エネルギー：	55 eV
	MRM (Multiple Reaction Monitoring) 条件：	
20	化合物 A-FMTAD：	m/z 749 [M] $^{+}$ > 199 [M-C ₃₂ H ₄₄ O ₅ N ₃] $^{+}$

S/N比が約 3 で検量線下限値を求めた結果、本発明の測定法では 0. 25 ng/mL であった。

25

〔比較例 4-1〕 誘導体化を行わないラット血漿中のアルファカルシドール (ALF) の直接測定

実施例 4-1 (2) と同様に、ラットブランク血漿にアルファカルシドール (ALF) を添加し 0、1、3、10、30、100、300 および 1000 ng/mL の検量線作成用試料を調製した。各濃度 100 μ L に、内部標準物質 (I. S.) として 400 ng/mL の d₄-ALF 20 μ L を加えた後、エタノール除蛋白、固相抽出カートリッジ (Bond Elut SI、3 cc、500 mg : Varian SPP 社製) による固相抽出を行った。窒素乾固後、残渣を移動相 40 μ L に溶解し、10 μ L を LC/ESI-MS/MS に注入した。測定条件は表 10 に示す。

35

表 1 0

5	<u>ALF 測定条件:</u>	
	カラム:	Capcell Pak C18 UG-120 (5 μ m, 150 \times 2.0 mm i.d.)
	移動相:	A 液 10 mmol/L 酢酸アンモニウム B 液 メタノール (A: 15%、B: 85%)
10	カラム温度:	30°C
	流速:	0.2 mL/分
	イオン化モード:	ESI (+)
	キャピラリー設定電圧:	2.8 kV
	コーン設定電圧:	15 V
15	ソースブロック設定温度:	110°C
	デソルベーター設定温度:	350°C
	コリジョン設定エネルギー:	10 eV
	<u>MRM (Multiple Reaction Monitoring) 条件:</u>	
20	ALF: m/z 418 $[M+NH_4]^+ > 383 [M-H_2O+H]^+$	
	d_4 -ALF-FMTAD: m/z 422 $[M+NH_4]^+ > 387 [M-H_2O+H]^+$	

S/N比が約3で検量線下限値を求めた結果、直接測定における検量線下限値は10 ng/mLであった。検量線下限におけるクロマトグラムの一例は、実施例4-1(2)の結果および後述の比較例4-2の結果とともに図6に示す。

〔比較例4-2〕 ラット血漿中のアルファカルシドール (ALF) のPTAD (4-フェニル-1, 2, 4-トリアゾリン-3, 5-ジオン) 誘導体化による測定

実施例4-1(2)と同様に、ラットブランク血漿にアルファカルシドール (ALF) を添加し0、0.1、0.3、1、3、10、30、100および300 ng/mLの検量線作成用試料を調製した。各濃度100 μ Lに、内部標準物質 (I. S.) として40 ng/mLの d_4 -ALF 20 μ Lを加えた後、エタノール除蛋白、固相抽出カートリッジ (Bond Elut SI、3 cc、500 mg: Varian SPP社製) による固相抽出を行った後、論文記載の方法 (Biological Mass Spectrometry 199

3 ; 22 : 621-632、Jornal of Chromatography 1993 ; 645 : 115-123等) に従って4-フェニルー1, 2, 4-トリアゾリン-3, 5-ジオン (PTAD : SIGMA社製) により誘導体化した。誘導体化後、窒素乾固し残渣を移動相40 μ Lに溶解し、10 μ L
5 をLC/ESI-MS/MSに注入した。測定条件は表11に示す。

表 1 1

10 ALF-PTAD 測定条件 :

カラム : Capcell Pak C18 UG-120 (5 μ m, 150 \times 2.0 mm i.d.)

移動相 : A 液 10 mmol/L 酢酸アンモニウム/アセトニトリル
(1 : 1)

B 液 10 mmol/L 酢酸アンモニウム/アセトニトリル

15 (2 : 98)

(A : 35%、B : 65%)

カラム温度 : 40°C

流速 : 0.2 mL/分

イオン化モード : ESI (+)

20 キャピラリー設定電圧 : 3.5 kV

コーン設定電圧 : 26 V

ソースブロック設定温度 : 110°C

デソルベーター設定温度 : 350°C

25 コリジョン設定エネルギー : 16 eV

MRM (Multiple Reaction Monitoring) 条件 :

ALF-PTAD : m/z 576 $[M+H]^+ > 314 [M-C_{19}H_{33}]^+$

d₄-ALF-PTAD : m/z 580 $[M+H]^+ > 314 [M-C_{19}H_{29}D_4]^+$

30

S/N比が約2で検量線下限値を求めた結果、PTAD誘導体化による測定時における検量線下限値は1 ng/mLであった。検量線下限におけるクロマトグラムの一例は、実施例4-1 (2) の結果および比較例4-1の結果とともに図6に示す。

35

[実施例4-4] 生体試料中ビタミンD誘導体の測定の前処理法簡便化

(1) 前処理条件簡便化

図5に示す試料の前処理方法を以下のごとく、簡便化した。アルファカルシド

- ール (ALF) を添加したラットブランク血漿 (100 μ L) に 40 ng/mL の d4-ALF (I.S.) 20 μ L を加え、アセトニトリルによる除蛋白処理後、96 ウェル固相抽出カートリッジ (Oasis HLB 96well plate, 1cc, 10 mg: Waters 社製) により、固相抽出を行った。FMTAD による誘導体化を行い、窒素乾固後、10 mmol/L 酢酸アンモニウム/アセトニトリル (23:77, v/v) 100 μ L に溶解し、30 μ L をカラムスイッチングを用いる LC/ESI-MS/MS に注入した。試料の具体的な処理スキームを図 8 に示す。LC/ESI-MS/MS の測定条件は表 1 2 に示す。

表 1 2

ALF-FMTAD測定条件②

トラッピングカラム:		Cadenza CD-C18 (3 μ m, 50 \times 2.0 mm I.d.)
	カラム温度	室温
分析カラム:		Capcell Pak C18 UG-120 (5 μ m, 150 \times 2.0 mm I.d.)
	カラム温度	室温
移動相1:		A液 10 mmol/L 酢酸アンモニウム、 B液 アセトニトリ
	流速	0.5 mL/分
		0 min-5.20 min A:23%、B:77%
		5.21 min-8.00 min A:0%、B:100%
		8.01 min-14.00 min A:23%、B:77%
移動相2:		10 mmol/L酢酸アンモニウム/アセトニトリル (10:90, v/v)
	流速	0.2 mL/分
バルブスイッチング:		0 min: Position 1
		4.25 min: Position 2
		5.2 min: Position 1
イオン化モード:		ESI (+)
キャピラリー電圧:		1.0 kV
コーン設定電圧:		70V
ソースブロック設定温度:		150 $^{\circ}$ C
デソルベーター設定電圧:		450 $^{\circ}$ C
コリジョン設定エネルギー:		46 eV

MRM(Multiple Reaction Monitoring)条件ALF-FMTAD: m/z 697 $[M]^+$ > 199 $[M-C_{29}H_{44}O_4N_3]^+$ d₄-ALF-FMTAD: m/z 701 $[M]^+$ > 199 $[M-C_{29}H_{40}D_4O_4N_4]^+$

また、カラムスイッチングについては図 9 に示す。尚、FMTAD による誘導体化

反応において 2 種類の異性体 (6R/6S) が生成するが、HPLC 上、はじめに溶出する異性体の S/N 比が高かったことから、トラッピングカラムから分析カラムには、この S/N 比の高い異性体の溶出面分のみを通導するカラムスイッチング条件を設定した。

5 (2) 検量線の範囲と直線性の検討

100 ng/mL ALF エタノール溶液をラットブランク血漿で希釈し、0, 0.05, 0.15, 0.5, 1.5, 5 および 15 ng/mL の検量線作成用試料を調製した。検量線作成用試料 100 μ L を前記 (1) に示した条件にて処理し、測定した。本試料は 3 日間測定した。I. S. に対する測定対象物のピーク面積比を求め、添加濃度との関係から最小二乗法により検量線を作成し (1/x 重みづけ)、相関係数 (r) および各濃度における逆算値の真度を求めた。

検量線を 3 日間作成した結果を表 1 3 に、その典型的なグラフを図 1 0 に示す。

表 1 3

添加濃度 (ng/mL)	1日目		2日目		3日目	
	実測値 (ng/mL)	真度 (%)	実測値 (ng/mL)	真度 (%)	実測値 (ng/mL)	真度 (%)
0.05	0.0412	-17.6	0.0497	-0.7	0.0470	-5.9
0.15	0.152	1.5	0.139	-7.3	0.161	7.5
0.5	0.541	8.3	0.517	3.3	0.513	2.5
1.5	1.53	1.7	1.5	1.6	1.42	-5.1
5	5.49	9.8	5.24	4.8	5.05	1.0
15	14.4	-3.7	14.7	-1.8	15.0	0.0

直線回帰式

1日目 $y=1.64608x+0.0281324$ $r=0.996552$ (1/x重みづけ)

2日目 $y=1.63152x+0.0257574$ $r=0.999206$ (1/x重みづけ)

3日目 $y=1.58456x+0.0548324$ $r=0.999950$ (1/x重みづけ)

検量線の相関係数 (r) は 0.05~15 ng/mL の範囲で 0.996552~0.999950、各濃度の逆算値の真度は-17.6~9.8%と良好な直線性を示した。

(3) 同時再現性の検討

前記 (2) の前段と同様に、100 ng/mL ALF エタノール溶液をラットブランク

血漿で希釈し、0.05, 0.15, 1.5 および 15 ng/mL の同時再現性用試料を調製してそれぞれ処理し測定した。各濃度 n=5 で 3 日間測定し、各測定日ごとに CV 値および真度を求めた。結果を表 1 4 に示す。

表 1 4

5

1日目

添加濃度 (ng/mL)	実測値 (ng/mL)	平均±SD (ng/mL)	CV (%)	真度 (%)
0.05	0.0545	0.0546 ± 0.0021	3.8	9.2
	0.0546			
	0.0575			
	0.0517			
	0.0547			
0.15	0.175	0.160 ± 0.014	8.8	6.7
	0.158			
	0.166			
	0.137			
	0.167			
1.5	1.40	1.67 ± 0.16	9.6	11.3
	1.73			
	1.69			
	1.74			
	1.79			
15	15.6	16.8 ± 1.1	6.5	12.0
	16.7			
	16.0			
	17.0			
	18.5			

2日目

添加濃度 (ng/mL)	実測値 (ng/mL)	平均±SD (ng/mL)	CV (%)	真度 (%)
0.05	0.0526	0.0407 ± 0.0069	17.0	-18.6
	0.0365			
	0.0357			
	0.0401			
	0.0384			
0.15	0.145	0.149 ± 0.010	6.7	-0.7
	0.144			
	0.138			
	0.165			
	0.152			
1.5	1.67	1.68 ± 0.05	3.0	12.0
	1.68			
	1.68			
	1.75			
	1.61			
15	16.2	15.9 ± 0.2	1.3	6.0
	16.0			
	15.6			
	15.9			
	15.7			

表 1 4 (続き)

3日目

添加濃度 (ng/mL)	実測値 (ng/mL)	平均±SD (ng/mL)	CV (%)	真度 (%)
0.05	0.042	0.0406 ± 0.0076	18.7	-18.8
	0.0392			
	0.0287			
	0.0442			
	0.0492			
0.15	0.156	0.147 ± 0.014	9.5	-2.0
	0.156			
	0.122			
	0.152			
	0.151			
1.5	1.63	1.61 ± 0.10	6.2	7.3
	1.68			
	1.71			
	1.57			
	1.46			
15	20.0	17.1 ± 1.8	10.5	14.0
	15.7			
	15.4			
	17.8			
	16.8			

いずれの測定日も、各濃度における CV 値は 15%以下（定量下限では 20%以下）、真度は±15%以内（定量下限では±20%以内）で、良好な精度、真度であった。

5 (4) 日差再現性の検討

前記(3)の結果をもとに、3日間全体の CV 値および真度を求めた。結果を表 1 5 に示す。

表 15

添加濃度 (ng/mL)	実測値 (ng/mL)	平均値 ± SD (ng/mL)	CV (%)	真度 (%)	添加濃度 (ng/mL)	実測値 (ng/mL)	平均値 ± SD (ng/mL)	CV (%)	真度 (%)
0.05	0.0545	0.0453 ± 0.0088	19.4	-9.4	1.5	1.40	1.65 ± 0.11	6.7	10.0
	0.0546					1.73			
	0.0575					1.69			
	0.0517					1.74			
	0.0547					1.79			
	0.0526					1.67			
	0.0365					1.68			
	0.0357					1.68			
	0.0401					1.75			
	0.0384					1.61			
	0.0418					1.63			
	0.0392					1.68			
	0.0287					1.71			
	0.0442					1.57			
	0.0492					1.46			
0.15	0.175	0.152 ± 0.014	9.2	1.3	15	15.6	16.6 ± 1.3	7.8	10.7
	0.158					16.7			
	0.166					16.0			
	0.137					17.0			
	0.167					18.5			
	0.145					16.2			
	0.144					16.0			
	0.138					15.6			
	0.165					15.9			
	0.152					15.7			
	0.156					20.0			
	0.156					15.7			
	0.122					15.4			
	0.152					17.8			
	0.151					16.8			

各濃度における CV 値は 15%以下（定量下限では 20%以下）、真度は±15%以内（定量下限では±20%以内）で、良好な精度、真度であった。

(5) 回収率の検討

- 5 前記 (3) で用いた同時再現性試料を回収率用試料として利用した。回収率算出の対照となる試料（リファレンス試料 1）として、ラットブランク血漿を前処理した試料に前記 (3) で調製した 0.05, 0.15, 1.5 および 15 ng/mL ALF エタノール溶液各 100 μ L を 3 本ずつ分注し、誘導体化後、測定した。リファレンス試料 1 のピーク面積の平均値を 100%とし、測定試料のピーク面積の比較により ALF
- 10 の回収率を求めた。結果を表 1 6 に示す。いずれも実用に耐えうる回収率であった。

表 1 6

添加濃度 (ng/mL)	回収率 (%)	平均 \pm SD (%)	誘導体化率 (%)	平均 \pm SD (%)
0.05	86.5 66.2 64.9 77.0 74.3	73.8 \pm 8.8	65.5 39.3 46.6	50.5 \pm 13.5
0.15	84.9 71.9 52.8 80.4 71.4	72.3 \pm 12.3	58.7 54.8 57.0	56.8 \pm 2.0
1.5	61.0 96.6 86.0 98.6 97.4	87.9 \pm 15.9	68.6 55.4 58.0	60.7 \pm 7.0
15	77.0 85.4 98.1 84.3 82.4	85.4 \pm 7.8	74.2 55.5 66.8	65.5 \pm 9.4

15 (6) 誘導体化率の検討

前記 (5) で調製したリファレンス試料 (1) を誘導体化率用試料として利用

した。誘導体化率算出の対照となる試料（リファレンス試料 2）として、ラット
5 ブランク血漿を前処理し、誘導体化した試料に 0.0436, 0.0871, 1.39 および
13.9 ng/mL ALF-FMTAD エタノール溶液各 100 μ L を 3 本ずつ分注し、測定した。
リファレンス試料 2 のピーク面積の平均値を 100%とし、測定試料のピーク面積
5 の比較により ALF の抽出効率を求めた。表 16 に示す。いずれも実用に耐えうる
誘導体化率であった。

(7) 特異性の検討

ラットブランク血漿、前記 (2) で用いた検量線ブランク (0 ng/mL) および
10 検量線下限 (0.05 ng/mL) のクロマトグラムを比較した。ALF-FMTAD のクロマト
グラムを図 11 に、d4-ALF-FMTAD のクロマトグラムを図 12 に示す。

ラットブランク血漿に ALF-FMTAD および d4-ALF-FMTAD の測定を妨害するピー
クは認められなかった。また、検量線ブランク (0 ng/mL) に ALF-FMTAD の測定
を妨害するピークは認められなかった。

(まとめ)

15 以上の実施例に示されたように、ビタミン D 誘導体の FMTAD を用いた誘導体化
法について前処理方法を簡便化するとともに、カラムスイッチングを用いる
LC/ESI-MS/MS 法を採用したことにより回収率が向上し、定量下限 0.05 ng/mL と
さらに高感度化を達成することができた。本法は、感度、特異性、直線性および
精度に優れる定量法であり、多検体の分析にも十分適用可能であると考えられる。

20

産業上の利用可能性

以上述べたように、本発明のフェロセン化合物と VD 化合物とを反応させ、こ
れらを結合した化合物を LC/ESI-MS/MS に供することにより、従来方
法よりも高感度で VD 化合物を測定することが可能となった。さらに本発明の測
25 定方法は、今までの測定方法では感度が不十分であった分子内にエステル結合・
エーテル結合・チオエーテル結合・アミド結合等のヘテロ原子を有しない VD 化
合物（具体的には、前掲の VD₃、カルシポトリオール、1 α , 25 (OH)₂
D₃、ALF、ファレカルシトリオール、EB1089、化合物 A 等）の測定に
おいては、従来法に比べて数百倍もの高感度化を達成可能な測定方法である。従


って、エステル結合・エーテル結合・チオエーテル結合・アミド結合等のヘテロ原子を有するVD化合物（具体的には、前掲のOCT、ED-71等）のみならず、それらヘテロ原子を有しないVD化合物に至るまで、あらゆるVD化合物に適用可能な高感度測定法である。また、フェロセニルアジドを誘導体化剤として用いる場合のように、反応条件に加熱を要する必要等もなく、取り扱いの容易なVD化合物の測定方法である。

また、上述のとおり、本発明のフェロセン化合物は、VD化合物をLC/ESI-MS/MSにて測定する際の誘導体化剤として非常に有用である。

さらに、本発明のフェロセン化合物とVD化合物とを反応させることにより得られたフェロセン化合物とVD化合物の結合体は、VD化合物をLC/ESI-MS/MSにて測定する際の標品等として有用である。

請求の範囲

1. 下記式(1)で表されるフェロセン化合物。



(式中、Qは直接結合、アルキレンまたは $-W_1-X-W_2-$ を表し(ここで、
 5 W_1 はアルキレンまたはフェニレンを表し； W_2 はアルキレンを表し；Xは $-O-$ 、 $-N(R_a)C(=O)-$ 、 $-N(R_a)C(=O)NH-$ 、 $-OC(=O)NH-$ または $-N(R_a)OS(=O)-$ を表し、 R_a は低級アルキル基を表す。)；RおよびR'はそれぞれ独立して、水素原子、水酸基、ニトロ基、シアノ基、ハロゲン、置換基を有していてもよい低級アルキル基、置換基を有して
 10 いてもよい低級アルケニル基、置換基を有していてもよい低級アルキニル基、置換基を有していてもよい低級アルコキシ基、置換基を有していてもよい低級アシル基、置換基を有していてもよいカルボキシ基または置換基を有していてもよいカルバモイル基を表し；mは1～3の整数を表し；nは1～4の整数を表す。)

2. RおよびR'が水素原子である請求項1記載のフェロセン化合物。

15 3. Qが直接結合またはアルキレンを表す請求項1または2に記載のフェロセン化合物。

4. Qがメチレンである請求項1または2に記載のフェロセン化合物。


5. Qが直接結合である請求項1または2に記載のフェロセン化合物。

20 6. 4-(フェロセニルメチル)-1,2,4-トリアゾリン-3,5-ジオンまたは4-フェロセニル-1,2,4-トリアゾリン-3,5-ジオンである請求項1に記載のフェロセン化合物。

7. 請求項1に記載のフェロセン化合物を含有する、トリエン構造を有する化合物を測定するための試薬。

25 8. さらに前記フェロセン化合物を溶解し得る溶媒を含有する請求項7に記載の試薬。


9. 下記式 (1)



- (式中、Qは直接結合、アルキレンまたは $-W_1-X-W_2-$ を表し(ここで、 W_1 はアルキレンまたはフェニレンを表し； W_2 はアルキレンを表し；Xは $-O-$ 、 $-N(R_a)C(=O)-$ 、 $-N(R_a)C(=O)NH-$ 、 $-OC(=O)NH-$ または $-N(R_a)OS(=O)-$ を表し、 R_a は低級アルキル基を表す。)；RおよびR'はそれぞれ独立して、水素原子、水酸基、ニトロ基、シアノ基、ハロゲン、置換基を有していてもよい低級アルキル基、置換基を有していてもよい低級アルケニル基、置換基を有していてもよい低級アルキニル基、置換基を有していてもよい低級アルコキシ基、置換基を有していてもよい低級アシル基、置換基を有していてもよいカルボキシ基または置換基を有していてもよいカルバモイル基を表し；mは1～3の整数を表し；nは1～4の整数を表す。)
- 10 で表されるフェロセン化合物とビタミンD化合物とが結合した化合物。


10. 前記のフェロセン化合物とビタミンD化合物とが結合した化合物が、前記フェロセン化合物と前記ビタミンD化合物とが共有結合により結合した化合物である請求項9に記載の化合物。

11. 前記のフェロセン化合物とビタミンD化合物とが結合した化合物が、下記式(2)



- (式中、 A_1 および A_3 はそれぞれ独立して置換基を有していてもよい低級アルキレン、置換基を有していてもよい低級アルケニレンまたは置換基を有していてもよい低級アルカイニレンを表し； A_2 は直接結合、 $-\text{CH}=\text{CH}-$ 、 $-\text{C}\equiv\text{C}-$ 、 $-\text{O}-$ 、 $-\text{S}-$ または $-\text{NH}-$ を表し； R_1 は水素原子または $-\text{OR}_9$ (R_9 は水素原子または保護基を表す。)) を表し； R_2 は水素原子、水酸基、ハロゲン、置換基を有していてもよい低級アルキル基、置換基を有していてもよい低級アルケニル基、置換基を有していてもよい低級アルキニル基、置換基を有していてもよい低級アルコキシ基または置換基を有していてもよい低級アシル基を表し； R_3 は水素原子または保護基を表し； R_4 、 R_5 および R_6 はそれぞれ独立して水素原子、水酸基、ニトロ基、シアノ基、ハロゲン、置換基を有していてもよい低級アルキル基、置換基を有していてもよいシクロアルキル基、置換基を有していてもよい低級アルケニル基、置換基を有していてもよい低級アルキニル基、置換基を有していてもよい低級アルコキシ基、置換基を有していてもよい低級アシル基、置換基を有していてもよいカルボキシ基、置換基を有していてもよいカルバモイル基または置換基を有していてもよいアミノ基を表し； R_7 および R_8 はそれぞれ独立して水素原子または水酸基を表すか、或いは、 R_7 および R_8 が一緒になって二重結合を形成し； Q は直接結合、アルキレンまたは $-\text{W}_1-\text{X}-\text{W}_2-$ を表し (ここで、 W_1 はアルキレンまたはフェニレンを表し； W_2 はアルキレンを表し； X は $-\text{O}-$ 、 $-\text{N}(\text{R}_a)\text{C}(=\text{O})-$ 、 $-\text{N}(\text{R}_a)\text{C}(=\text{O})\text{NH}-$ 、 $-\text{OC}(=\text{O})\text{NH}-$ または $-\text{N}(\text{R}_a)\text{OS}(=\text{O})-$ を表し、 R_a は低級アルキル基を表す。)； R および R' はそれぞれ独立して、水素原子、水酸基、ニトロ基、シアノ基、ハロゲン、置換基を有していてもよい低級アルキル基、置換基を有していてもよい低級アルケニル基、置換基を有していてもよい低級アルキニル基、置換基を有していてもよい低級アルコキシ基、置換基を有していてもよい低級アシル基または置換基を有していてもよいカルボキシ基、置換基を有していてもよいカルバモイル基を表し； m は1～3の整数を表し； n は1～4の整数を表す。)

で表される化合物である請求項9に記載の化合物。



$-\text{CH}=\text{CH}-$ または $-\text{CH}(\text{CH}_3)-\text{CH}=\text{CH}-\text{CH}=\text{CH}-$ を表し； R_1 は水素原子または水酸基を表し； R_2 は水素原子またはヒドロキシプロポキシ基を表し； R_3 は水素原子であり； R_4 、 R_5 および R_6 はそれぞれ独立して水素原子、水酸基、ハロゲンにより置換されていてもよい低級アルキル基または低級シクロアルキル基を表し； R_7 および R_8 は水素原子であるか、または、 R_7 および R_8 が一緒になって二重結合を形成する請求項9、10または11に記載の化合物。

13. R および R' が水素原子である請求項9～12のいずれか一項に記載の化合物。


10 14. Q が直接結合またはアルキレンを表す請求項9～13のいずれか一項に記載の化合物。

15. Q がメチレンである請求項9～13のいずれか一項に記載の化合物。

16. Q が直接結合である請求項9～13のいずれか一項に記載の化合物。

15 17. 前記ビタミンD化合物がビタミンD₃化合物である請求項9～16のいずれか一項に記載の化合物。

18. 試料中に含まれるビタミンD化合物の測定方法であって、下記式(1)




(式中、 Q は直接結合、アルキレンまたは $-\text{W}_1-\text{X}-\text{W}_2-$ を表し(ここで、 W_1 はアルキレンまたはフェニレンを表し； W_2 はアルキレンを表し； X は $-\text{O}-$ 、 $-\text{N}(\text{R}_a)\text{C}(=\text{O})-$ 、 $-\text{N}(\text{R}_a)\text{C}(=\text{O})\text{NH}-$ 、 $-\text{OC}(=\text{O})\text{NH}-$ または $-\text{N}(\text{R}_a)\text{OS}(=\text{O})-$ を表し、 R_a は低級アルキル基を表す。)； R および R' はそれぞれ独立して、水素原子、水酸基、ニトロ基、シアノ基、ハロゲン、置換基を有していてもよい低級アルキル基、置換基を有していてもよい低級アルケニル基、置換基を有していてもよい低級アルキニル基、置換基を有していてもよい低級アルコキシ基、置換基を有していてもよい低級アシ

ル基、置換基を有していてもよいカルボキシ基または置換基を有していてもよいカルバモイル基を表し； m は1～3の整数を表し； n は1～4の整数を表す。）で表されるフェロセン化合物と、試料中のビタミンD化合物とを反応させ、得られたフェロセン化合物とビタミンD化合物とが結合した化合物を、液体クロマトグラフィー／マススペクトロメトリー（LC/MS）により測定することを特徴とするビタミンD化合物の測定方法。

19. 前記のフェロセン化合物とビタミンD化合物とが結合した化合物が、前記フェロセン化合物と前記ビタミンD化合物とが共有結合により結合した化合物である請求項18に記載のビタミンD化合物の測定方法。

20. 前記のフェロセン化合物とビタミンD化合物とが結合した化合物が、下記式（2）



（式中、 A_1 および A_3 はそれぞれ独立して置換基を有していてもよい低級アルキレン、置換基を有していてもよい低級アルケニレンまたは置換基を有していてもよい低級アルカイニレンを表し； A_2 は直接結合、 $-CH=CH-$ 、 $-C\equiv C-$ 、 $-O-$ 、 $-S-$ または $-NH-$ を表し； R_1 は水素原子または $-OR_9$ （ R_9 は水素原子または保護基を表す。）を表し； R_2 は水素原子、水酸基、ハロゲン、置換基を有していてもよい低級アルキル基、置換基を有していてもよい低級アルケニル基、置換基を有していてもよい低級アルキニル基、置換基を有していてもよい低級アルコキシ基または置換基を有していてもよい低級アシル基を表し； R_3 は水素原子または保護基を表し； R_4 、 R_5 および R_6 はそれぞれ独立して水素原子、水酸基、ニトロ基、シアノ基、ハロゲン、置換基を有していてもよい低級

- アルキル基、置換基を有していてもよいシクロアルキル基、置換基を有していてもよい低級アルケニル基、置換基を有していてもよい低級アルキニル基、置換基を有していてもよい低級アルコキシ基、置換基を有していてもよい低級アシル基、置換基を有していてもよいカルボキシ基、置換基を有していてもよいカルバモイル基または置換基を有していてもよいアミノ基を表し； R_7 および R_8 はそれぞれ独立して水素原子または水酸基を表すか、或いは、 R_7 および R_8 が一緒になって二重結合を形成し； Q は直接結合、アルキレンまたは $-W_1-X-W_2-$ を表し（ここで、 W_1 はアルキレンまたはフェニレンを表し； W_2 はアルキレンを表し； X は $-O-$ 、 $-N(R_a)C(=O)-$ 、 $-N(R_a)C(=O)NH-$ 、 $-OC(=O)NH-$ または $-N(R_a)OS(=O)-$ を表し、 R_a は低級アルキル基を表す。）； R および R' はそれぞれ独立して、水素原子、水酸基、ニトロ基、シアノ基、ハロゲン、置換基を有していてもよい低級アルキル基、置換基を有していてもよい低級アルケニル基、置換基を有していてもよい低級アルキニル基、置換基を有していてもよい低級アルコキシ基、置換基を有していてもよい低級アシル基、置換基を有していてもよいカルボキシ基または置換基を有していてもよいカルバモイル基を表し； m は1～3の整数を表し； n は1～4の整数を表す。）

で表される化合物である請求項18に記載のビタミンD化合物の測定方法。

21. 前記のフェロセン化合物および前記のフェロセン化合物とビタミンD化合物とが結合した化合物において、 $A_1-A_2-A_3$ は $-CH(CH_3)-(CH_2)_3-$ 、 $-CH(CH_3)-CH=CH-$ または $-CH(CH_3)-CH=CH-CH=CH-$ を表し； R_1 は水素原子または水酸基を表し； R_2 は水素原子またはヒドロキシプロポキシ基を表し； R_3 は水素原子であり； R_4 、 R_5 および R_6 はそれぞれ独立して水素原子、水酸基、ハロゲンにより置換されていてもよい低級アルキル基または低級シクロアルキル基を表し； R_7 および R_8 は水素原子であるか、または、 R_7 および R_8 が一緒になって二重結合を形成する請求項18、19または20に記載のビタミンD化合物の測定方法。

22. 前記のフェロセン化合物および前記のフェロセン化合物とビタミンD化合物とが結合した化合物において、 R および R' が水素原子である請求項18～

21のいずれか一項に記載のビタミンD化合物の測定方法。

23. 前記のフェロセン化合物および前記のフェロセン化合物とビタミンD化合物とが結合した化合物において、Qが直接結合またはアルキレンを表す、請求項18～22のいずれか一項に記載のビタミンD化合物の測定方法。

5 24. 前記のフェロセン化合物および前記のフェロセン化合物とビタミンD化合物とが結合した化合物において、Qがメチレンである請求項18～22項のいずれか一項に記載のビタミンD化合物の測定方法。

10 25. 前記のフェロセン化合物および前記のフェロセン化合物とビタミンD化合物とが結合した化合物においてQが直接結合である、請求項18～22のいずれか一項に記載のビタミンD化合物の測定方法。


26. 前記の試料中のビタミンD化合物がビタミンD₃化合物である、請求項18～25のいずれか一項に記載のビタミンD化合物の測定方法。

27. 前記試料が生体由来の試料である請求項18～26のいずれか一項に記載のビタミンD化合物の測定方法。

15 28. 液体クロマトグラフィー／マススペクトロメトリー（LC/MS）が、液体クロマトグラフィー／エレクトロスプレーイオン化－マススペクトロメトリー／マススペクトロメトリー（LC/ESI-MS/MS）である請求項18～27のいずれか一項に記載のビタミンD化合物の測定方法。


1/12

図 1




2/12

図2



3/12

図 3



4/12

図 4






図5




6/12

図 6



7/12

図 7




8/12

図 8

血漿 100 μ L
↓
CH₃CN 200 μ L に滴下
40 ng/mL I.S. 20 μ L を添加
遠心 10000rpm, 5分
上清
↓
H₂O 400 μ L を添加
Oasis HLB 96 well plate 1cc/10mg (コンディショニング: AcOEt 0.5mL, MeOH 0.5mL, H₂O 0.5mL)
↓
H₂O 0.5 mL で洗浄
70% MeOH 0.5 mL で洗浄
n-hexane 0.5 mL で洗浄
AcOEt 0.5 mL で溶出
N₂ ガスで乾固 (50°C)
1,4-dioxane 100 μ L に溶解
誘導体化
↓
1 mg/mL FMTAD 10 μ L を加え、室温、15分放置
MeOH 200 μ L を添加
N₂ ガスで乾固 (50°C)
移動相 100 μ L に溶解
インジェクト 30 μ L


9/12

図9




10/12

図10




11/12

図 11



12/12

図 12



INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP03/08166

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

Int.Cl⁷ C07F17/02, G01N27/62, 30/06, 30/72, 30/88//C07C401/00

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

Int.Cl⁷ C07F17/02, G01N27/62, 30/06, 30/72, 30/88, C07C401/00

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)
CAPLUS (STN), REGISTRY (STN)

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	JP 4-5287 A (Kabushiki Kaisha Bio Sensor Kenkyusho), 09 January, 1992 (09.01.92), (Family: none)	1-28
A	KLIMOVA, Elena I. et al., The structure of bicyclic ferrocenylmethylene substituted 2-pyrazolines and their reactions with azodicarboxylic acid N-phenylimide Journal of Organometallic Chemistry, 1999, Vol.585, No.1, pages 106 to 114	1-28

☐ Further documents are listed in the continuation of Box C.

☐ See patent family annex.

* Special categories of cited documents:	"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention
"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance	"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone
"E" earlier document but published on or after the international filing date	"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art
"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)	"&" document member of the same patent family
"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means	
"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed	

Date of the actual completion of the international search
15 August, 2003 (15.08.03)

Date of mailing of the international search report
02 September, 2003 (02.09.03)

Name and mailing address of the ISA/
Japanese Patent Office

Authorized officer

Facsimile No.

Telephone No.

A. 発明の属する分野の分類 (国際特許分類 (IPC))

Int.Cl.¹ C07F17/02, G01N27/62, 30/06, 30/72, 30/88 // C07C401/00

B. 調査を行った分野

調査を行った最小限資料 (国際特許分類 (IPC))

Int.Cl.¹ C07F17/02, G01N27/62, 30/06, 30/72, 30/88, C07C401/00

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

国際調査で使用した電子データベース (データベースの名称、調査に使用した用語)

CAPLUS (STN), REGISTRY (STN)

C. 関連すると認められる文献

引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
A	JP 4-5287 A (株式会社パイオセンサー研究所) 1992. 01. 09 (ファミリーなし)	1-28
A	KLIMOVA, Elena I. et al., The structure of bicyclic ferrocenylmethylene substituted 2-pyrazolines and their reactions with azodicarboxylic acid N-phenylimide Journal of Organometallic Chemistry, 1999, Vol. 585 No. 1, p. 106-114	1-28

☐ C欄の続きにも文献が列挙されている。☐ パテントファミリーに関する別紙を参照。

* 引用文献のカテゴリー

- 「A」 特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの
「E」 国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表されたもの
「L」 優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献 (理由を付す)
「O」 口頭による開示、使用、展示等に言及する文献
「P」 国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願

の日の後に公表された文献

- 「T」 国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの
「X」 特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの
「Y」 特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの
「&」 同一パテントファミリー文献

国際調査を完了した日

15. 08. 03

国際調査報告の発送日

02.09.03

国際調査機関の名称及びあて先

日本国特許庁 (ISA/JP)

郵便番号 100-8915

東京都千代田区霞が関三丁目4番3号

特許庁審査官 (権限のある職員)

本堂裕司



4 H

9049

電話番号 03-3581-1101 内線 3443